

Macht das Team komplett: Zubehör für den Hygoclave 90.

Perfekte Ergänzungen für einen reibungslosen Praxisalltag.



Alles, was dazugehört.



Hygoprint Plus

Der automatische Etikettendrucker für Sterilgutverpackungen ermöglicht direkte Ausdrücke von programmspezifischen Etiketten.

- Flexibel platzierbar dank Ethernet-Anbindung
- Etikettengröße nach Richtlinien – Anbringung außerhalb der Siegelnaht möglich
- Barcode zum Einscannen in digitale Datenverwaltung
- Etikett-Angaben: Gerät (REF und SN), Programm, LOT-Datum, Benutzer (Freigabe durch), Verfallsdatum

Bestellnummer: 6046100035



Etiketten

Selbstklebende Etiketten zum Nachfüllen für den Hygoprint Plus. Ideal für die digitale und analoge Labororganisation.

- Inkl. Wachsfarbbändern
- Packungsgröße: 2 Rollen à 2500 Etiketten + 2 Wachsfarbbänder

Bestellnummer: 6046100130



Hygotest

Der Helix-Prüfkörper mit 250 Teststreifen für einen regelmäßigen, schnellen und einfachen Helix-Test.

- Nach EN 867-5 und ISO 11140-1
- PCD (Process Challenge Device) und 250 Indikatoren
- Als Chargenkontrollsystem und Bowie-Dick-Test verwendbar
- Starter-Set mit 50 Indikatoren bei Erstausslieferung des Autoklaven inklusive

Bestellnummer: 6050-600-03



Tabletts

Für den praktischen Transport und die geschickte Sortierung des Bestecks.

- In Norm-Tray-Größe
- Aus hochkorrosionsbeständigem Edelstahl
- Thermodesinfizierbar

Bestellnummer: 6046100112



Software Tyscor Pulse

Mit der Software können Protokolle komfortabel verwaltet und Statusmeldungen direkt angezeigt und gespeichert werden.

- Netzwerk-Überwachung des Hygiclave 90
- Grafische Darstellung der Prozessschritte inkl. Restlaufzeit

Bestellnummer: 0949-150-00



Komfortable Wasseraufbereitung. Für ein Hygienesystem in perfektem Fluss.

Mit der Hygodem 90 und der Hygopure 90.

Die Hygodem 90. Überall kompakte Zuverlässigkeit.

- Ionenaustauschanlage
- Komfortabel durch 3 Ionenaustauscherkartuschen
- Einfache Wartung durch Druckentlastungsventil
- Einfache Montage durch Schnellverbinder
- Geringer Platzbedarf
- Günstiger Anschaffungspreis



Die Hygopure 90. Hohe Kapazität für hohen Bedarf.

- Umkehrosmoseanlage inkl. Entnahmehahn und Vorratsbehälter
- Mehrere Filterstufen + Hochleistungsmembran mit Serviceventil zur Wirkungsgradüberprüfung
- Einfache Installation durch Schnellverbinder
- Hohe Kapazität
- Entnahme mehrerer Liter VE-Wasser auf einmal möglich
- eco-Modul ermöglicht Wasserersparnis von bis zu 70 %

