

UN FILTRE IMPECCABLE POUR UN AIR PUR.



REEMPLACER LE FILTER UNE FOIS PAR AN.
POUR PRÉSERVER LA PUISSANCE, L'EFFICACITÉ ET LA
VALEUR DE VOTRE COMPRESSEUR DÜRR DENTAL.



Lors du choix d'un compresseur, qualité de l'air et fiabilité sont les premiers critères. À cet égard, les systèmes d'air comprimé de Dürr Dental sont plus que convaincants : une cuve équipée d'un revêtement intérieur antibactérien, une conception pour un fonctionnement continu, un dessiccateur doté d'une technique dernier cri, une qualité « Made in Germany » et jusqu'à trois ans de garantie. Pour garantir les performances de votre système sur le long terme, il suffit généralement de remplacer les filtres une fois par an.

Remplacer le filtre une fois par an ! C'est tellement simple.

En changeant le filtre tous les ans, garantisiez les performances de votre système d'air comprimé de Dürr Dental et rallongez son espérance de vie. Vous trouverez le filtre approprié à votre compresseur sur www.durr.fr

Il vous suffit d'y saisir la référence de votre compresseur Dürr Dental et de cliquer sur « Trouver les filtres ». Ceux qui vous conviennent s'afficheront. Vous avez ensuite la possibilité d'envoyer par e-mail la demande du filtre qui vous souhaitez ou de le commander directement avec ce formulaire.



Fax gratuit 01 55 69 11 51

Veuillez saisir le nombre de filtres requis et les commander par fax auprès de Dürr Dental.



Filtre d'admission pour groupe compresseur

N° réf. 0832-982-00

Quantité _____



Filtre fin pour dessiccateur à membranes

N° réf. 1610-121-00

Quantité _____



Filtre conique pour dessiccateur à membranes

N° réf. 1650-101-00

Quantité _____



Filtre fin pour dessiccateur d'air

N° réf. 1630-121-00

Quantité _____



Cartouche pour filtre d'admission

N° réf. 5430-982-00

Quantité _____



Filtre stérile pour dessiccateur à membranes*

N° réf. 1640-981-00

Quantité _____



Notre brève vidéo vous montre où et comment remplacer facilement le filtre de votre compresseur.