

Hersteller-Empfehlungen

zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von Dental-Geräten
mit den Produkten der System-Hygiene von Dürr Dental



Flächendesinfektion



Hersteller Produkt	Ancar	Belmont Dental	Dentsply Sirona	Heka Dental	KaVo Dental	Mikrona	Planmeca	Ritter Concept	Ultradent
FD 300				●				●	
FD 312	●			●		●	●	●	
FD 322				●	●	●	●	●	●
FD 333	● wipes			●		● wipes	●		
FD 333 forte	●								
FD 350				●		●			
FD 366 sensitive	●	●	●	●		●	●	●	●
FD 360	●	●	●	●		●	●	●	

Absauganlage und Mundspülbecken



Hersteller Produkt	Ancar	Belmont Dental	Dentsply Sirona	Heka Dental	Mikrona	Planmeca	Ritter Concept	Ultradent
MD 550	●		●	●	●		●	●
MD 555 cleaner	●	●	●	●	●	●	●	●
Orotol plus	●	●	●	●	●	●	●	●

Stand der Daten: 02/2025; Änderungen vorbehalten; Basis der Empfehlungen ist die Prüfung auf Materialverträglichkeit. Es ist immer die offizielle Freigabeliste des Herstellers zu beachten.



Ihr Hersteller ist nicht gelistet?

Gerne beraten wir Sie zu den für
Ihre Praxis passenden Produkten.

www.duerrdental.com/contact

DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

**DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM