

CENÍK DÜRR DENTAL 2022

Pouze pro odborníky – zubní ordinace a ordinace
dentální hygieny. Platnost akčních nabídek do 30.6.2022.

**BONUS UVNITŘ!
ODKAZY
NA WEBINÁŘE
ZDARMA.**



4x180g

2.798 Kč

Akční cena:

2.373 Kč



Elena Jechlakova

Používáme v EMS handy 2, běží bez problému 😊

To se mi líbí · Odpovědět · 5 t



1



Denis Stich

Používáme Lunos v pískovačce NSK prophy mate neo, malá spotřeba, dobrý výkon!

To se mi líbí · Odpovědět · 5 t · Upraveno



Alena Fridrichová

Používám Lunos perio combi u dětí a za mě velká spokojenost. I pacienti kterým vadí ostatní písky si ošetření pochvalovali. A hlavně nepraší!!!!

To se mi líbí · Odpovědět · 4 t



1



Martina Lanza

Používám vyhradne v NSK Prophy Mate neo. Nemam tedy srovnani s množstvim spotrebovaneho prasku, ale pracuje se mi dobre. Peclivost pri udrzbe pristroje je zaklad. Jedno NSK neo mam vyhradne pro tento prasek. Jsem spokojena ja i pacienti.

To se mi líbí · Odpovědět · 6 t



1



Lucie Pecková

Používám v pískovačce Kavo, je-li suchý vzduch z kompresoru, pak je vše naprosto v pořádku. 😊👍

To se mi líbí · Odpovědět · 5 t



1

LUNOS písky do každé pískovačky! Napište si o vzorky!




Vyfoťte QR kód a přečtěte si celou
diskuzi na Facebooku.

 **DÜRR
DENTAL**
J S M E S V Á M I

VistaVox S

Kombinovaný
3D a 2D rentgen
se špičkovými
panoramatickými
snímky a snadným
3D workflow.
Volitelně i s CEPH.



Instalace VistaVox S

Hygoclave 40 Spolehlivý autokláv třídy B

Autokláv třídy B se snadným ovládáním přes barevný český displej, jednoduché plnění díky motorizovaným dveřím i integrovaným čerpadlům, s možností připojení na vodovodní řád.



Barevný display v češtině



Motorizované dveře pro lehké otevření



Integrovaná čerpadla – nezvedáte kbelíky vody!



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2031-50	VECTOR PARO s Paro nástavcem	+106.722 Kč Akční cena: 90.728 Kč Ušetříte: 15.994 Kč	
2031-51	VECTOR PARO PRO s Paro a Scaler nástavcem pro OZK	+133.826 Kč Akční cena: 113.766 Kč Ušetříte: 20.060 Kč	
CWZ510C2350	Vector Polish - lešticí tekutina, 200 ml Používejte pro každé ošetření s Paro nástavcem pro snížení citlivosti a dokonalé vyleštění povrchu. Obsahuje hydroxylapatit.	1.504 Kč	
CCA531A6150	Vector Cleaner, bal. 2,5 l pro pravidelné čištění přístroje, cca 1x za měsíc	928 Kč	
CDZ501C6150	Vector®/RinsEndo dezinfekce 2,5 l pro vnitřní dezinfekci přístroje Vector Paro, na závěr každého dne	1.531 Kč	
2031-450-00	Tool-Kit Paro	6.302 Kč	
2030-151-01E	paro-sonda přímá, bal. 3 ks	1.071 Kč	
2030-151-02E	paro-lanzetta, bal. 3 ks pro rychlejší odstranění konkrementů	1.430 Kč	
2030-151-03E	paro-sonda zahnutá, bal. 3 ks podobná Nabersově sondě, vhodná pro furkace i aproximální prostory při nízké mobilitě čelistí	1.430 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2030-151-04E	paro-kyreta, bal. 3 ks vhodné pro začátek každého ošetření, pro aproximální plochy	1.785 Kč	
2031-400-06E	paro-sonda plus, bal. 3 ks	823 Kč	
2031-460-00	Tool-Kit Recall/Implant	6.302 Kč	
2030-153-02E	recall-sonda přímá - CFK, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	2.317 Kč	
2030-153-05E	recall-kyreta - CFK, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	3.212 Kč	
2030-152-01E	supra sonda flexibilní, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	1.071 Kč	
2031-474-01E	periimplant soft, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	3.212 Kč	
2031-473-01E	periimplant hard, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	3.137 Kč	
2032-411-00	Tool-Kit Scaler P1 pro subgingivální OZK	5.455 Kč	
2032-412-00	Tool-Kit Scaler P2 pro subgingivální OZK, zahnutá doprava	5.455 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2032-413-00	Tool-Kit Scaler P3 pro subgingivální OZK, zahnutá doleva	5.455 Kč	
2032-414-00	Tool-Kit Scaler P4 pro supragingivální OZK	4.404 Kč	

JAK PRACOVAT S VECTOREM?

Shlédněte záznamy přednášek, věnující se tématu ošetření Vectorem.



MUDr. Adel el - Lababidi, Ph.D.

**Jak začlenit Vector
do parodontologického protokolu**



Záznam
webináře
ZDARMA



Dr. Olena Lebedieva (Impladent, Trutnov)

**Ošetření parodontologického pacienta.
Jak správně na to?**



Záznam
webináře
ZDARMA



Bc. Petronela Dovalovská

**Nejen parodontologický pacient
potřebuje ošetření Vectorem**



Záznam
webináře
ZDARMA



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
KaVo: 2034900050 Sirona: 2034900051 W&H: 2034900052 Bien Air: 2034900053 NSK: 2034900054	MyLunos supragingivální pískovačka Snadná údržba - celou pískovačku namočíte do vody a odstraníte jakékoliv usazeniny.	47.093 Kč Akční cena: 39.900 Kč Ušetříte: 7.193 Kč	
KaVo: 2034910050 Sirona: 2034910051 W&H: 2034910052 Bien Air: 2034910053 NSK: 2034910054	MyLunos Pro supra- a subgingivální pískovačka Perio tryska je kulatá, úzká a ohebná, dlouhá 11,7 mm, a kalibrovaná podle WHO sondy. Pro snadné a flexibilní ošetření.	56.579 Kč Akční cena: 49.900 Kč Ušetříte: 6.679 Kč	
2034900100	MyLunos® extension Set Perio rozšíření pískovačky o subgingivální pískování	19.278 Kč	
2034100020	MyLunos Perio tips (40 kusů) Jednorázové plastové koncovky pro subgingivální pískování. Sterilně balené, 11,7 mm dlouhé, úzké, kulaté a ohebné. Kalibrované podle WHO sondy.	3.354 Kč	
CPZ610A2250 (neutral) CPZ620A2250 (pomeranč) CPZ630A2250 (máta) CPZ650A2250 (wild berry)	LUNOS Gentle Clean 4x180g, pro supragingivální pískování Rozpustný ve vodě, příjemná sladká chuť. Šetrný k pacientovi, nezanáší soupravu ani odsávání. Složení: trehalóza, cca 60µm NAPIŠTE SI O VZORKY!	2.798 Kč Akční cena: 2.373 Kč Ušetříte: 425 Kč	
CPZ640A1950	LUNOS Perio Combi 4x100g, pro supra- i subgingivální pískování Vhodný i pro supragingivální ošetření dětí a citlivých pacientů. Složení: trehalóza, cca 30µm NAPIŠTE SI O VZORKY!	2.097 Kč Akční cena: 1.782 Kč Ušetříte: 315 Kč	
CPZ710A1901 (neutral) CPZ720A1901 (pomeranč) CPZ730A1901 (máta, s 1500 ppm fluoridu)	Lunos® depurační pasta Two in One depuruje a leští během 10 vteřin, s hydroxylapatitem 100 g RDA 28	844 Kč Akční cena: 717 Kč Ušetříte: 127 Kč	
CPZ740A0901 (neutral) CPZ750A0901 (pomeranč)	Lunos lešticí pasta super soft pro dětské zuby, implantáty, protetiku 50 g RDA 5	539 Kč Akční cena: 460 Kč Ušetříte: 79 Kč	

LUNOS písky do každé pískovačky! Napište si o vzorky!



LUNOS písky jsou **dokonale rozpustné ve vodě**. Díky rozpustnosti málo práší, pacient nemá v ústech reziduální písek, a neucpává se zubní souprava a odsávání. Navíc jsou příjemně sladké! **Napište si o vzorky na info@duerr.cz**

Tipy a triky pro příjemnou práci s rozpustnými písky




Vyčištěná
a vysušená
pískovačka



Kompresor
s membránovým
sušičem zajistí
dokonale suchý
vzduch



Nemá-li kompresor
sušič, ráno vždy
vypusťte kondenzát



Je vhodné před pískováním
odpojit pískovačku, vypnout
vodu a nechat odfouknout
na 1-2 minuty vzduch (zbavíte
se eventuálního kondenzátu
v hadici) – platí, nemá-li
kompresor sušič

Nejdříve **zkoušejte na konci dne, do plivátka**. Pokud Vaše pískovačka s písky LUNOS bez problémů funguje, druhý den vyzkoušejte na pacienta. Na zadní straně brožury jsou naše kontakty, **zavolejte pro konzultaci**.



Alena Tihanová, DiS.
**Moje zkušenosti
s profylaktickou řadou LUNOS**



Záznam
webinaru
ZDARMA

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CPZ020A0050	Lunos - pečeteění fizur, transparentní 2x stříkačka á 1,5 g, 10 aplikačních kanyl	857 Kč Akční cena: 729 Kč Ušetříte: 128 Kč	
CPZ021A0050	Lunos - pečeteění fizur, opákní 2x stříkačka á 1,5 g, 10 aplikačních kanyl		
CPZ010A2250	Lunos® Fluoridační gel prevence kazů, 12.300 ppm skvělá chuť, nevyvolává dávivý efekt 250 ml	606 Kč Akční cena: 515 Kč Ušetříte: 91 Kč	
CPZ600A6150	Lunos® ústní voda 2,5 l Doporučujeme s dávkovací pumpičkou (CES100D9700, 447 Kč)	966 Kč Akční cena: 821 Kč Ušetříte: 145 Kč	
CPZ05PA9700	Lunos® Wellness froťe ručníčky pro omytí tváře po vyšetření, zůstává jako dáreček pro pacienta 50 ks (cena 35 Kč za kus)	2.097 Kč Akční cena: 1.782 Kč Ušetříte: 315 Kč	
CPZ00PA9700	Lunos podhlavník z paměťové pěny fixuje krční páteř, zpříjemní pacientovi dlouhé ošetření	3.046 Kč Akční cena: 2.586 Kč Ušetříte: 460 Kč	

Záznam
webináře
ZDARMA



Aneta Stryjová, DiS.

**Co mi ulehčilo život
v ordinaci dentální hygieny**



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
6048100001	Hygoclave 40 Autokláv třídy B, objem komory 17 litrů	208.362 Kč Akční cena: 114.900 Kč Ušetříte: 93.462 Kč	
6048100002	Hygoclave 40 Plus Autokláv třídy B, objem komory 22 litrů	225.302 Kč Akční cena: 124.900 Kč Ušetříte: 100.402 Kč	
6046100114	Hygodem 90 Ion Exchanger Úprava vody	20.159 Kč Akční cena: 11.304 Kč Ušetříte: 11.304 Kč	
6020-02	Hygopac Rotary Sealing Device Svářečka	53.869 Kč Akční cena: 26.936 Kč Ušetříte: 26.933 Kč	
CDI212C6150	ID 212, 2,5 l dezinfekce nástrojů	1.863 Kč	
CDI212F6150	ID 212 forte, 2,5 l dezinfekce nástrojů, ALTERNACE	1.931 Kč	
CDI213C6150	ID 213, 2,5 l dezinfekce nástrojů, ALTERNACE	1.999 Kč	
CDI215A6150	ID 215, 2,5 l enzymatický čistič nástrojů s omezeně virucidním dezinfekčním účinkem s nízkým PH	1.931 Kč	
CDI220C6150	ID 220, 2,5 l dezinfekce vrtáčků	1.220 Kč	
CEI220A9700	ID 220 burr box, modré víko, 200ml objem nádobka pro dezinfekci vrtáčků	390 Kč	

**PLNĚ
VIRUCIDNÍ**

**NÁŠ
TIP**

D 212
Dezinfekce nástrojů,
která je opravdu
šetrná a nezníčí
Vaše nástroje.
Alternujte s ID 213.

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
6030-050-00	Hygobox, barva víka: antracit, barva síta: modrá nádoba na ponornou dezinfekci nástrojů	2.029 Kč	 NÁŠ TIP Vyberte si Hygobox pro dezinfekci nástrojů v 5 různých barvách.
6030-051-00	Hygobox, barva víka: modrá, barva síta: bílá	2.029 Kč	
6030-061-00	Hygobox, barva víka: žlutá, barva síta: bílá	2.029 Kč	
6030-071-00	Hygobox, barva víka: antracit, barva síta: bílá	2.029 Kč	
6030-081-00	Hygobox, barva víka: pink, barva síta: bílá	2.029 Kč	
6030-091-00	Hygobox, barva víka: tyrkys, barva síta: bílá	2.029 Kč	
CDF300C6150	FD 300, 2,5 l dezinfekce velkých ploch bez alkoholu, stačí pouze 1% koncentrace = 250 litrů roztoku	2.029 Kč	
CDF322C6150	FD 322, 2,5 l rychlá dezinfekce ploch s alkoholem	1.423 Kč	
CDF322C9150	FD 322, 10 l	4.574 Kč	
CDF333C6150	FD 333, 2,5 l rychlá dezinfekce ploch s alkoholem	1.552 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDF333C9150	FD 333, 10 l	4.980 Kč	
CDF366C6150	FD 366 sensitive, 2,5 l rychlá dezinfekce ploch šetrná pro Vaše křeslo, s nízkým obsahem alkoholu	1.487 Kč	
CDF366C9150	FD 366 sensitive, 10 l	4.777 Kč	
CEF320C9700	posířková lahev, obsah 600 ml	352 Kč	
CED100A9700	výpustný kohout 10-litrového kanystru	335 Kč	
CCF360C3550	FD 360 - k čištění a údržbě potahů zubních křesel, 500 ml vč. 9 houbiček a švédské utěrky	1.135 Kč	
CDF300A0450	FD 300 top wipes dezinfekční ubrousky bez alkoholu, velikost ubrousku 17,5x20 cm, 50 ubrousků v balení, doba působení 2 minuty	335 Kč	NÁŠ TIP 
CDF366F0450	FD 366 sensitive top wipes - rychlá dezinfekce ploch šetrná pro Vaše křeslo 50 ks, 17,5 x 25 cm	376 Kč	NÁŠ TIP 
CDF366A0150	FD 366 sensitive mokré ubrousky, KYBLÍK 100 ubrousků, velikost 20x30cm	966 Kč	
CDF366A0450	FD 366 sensitive mokré ubrousky, náhradní balení 100 ks, velikost 20x30cm	771 Kč	



Mezi pacienty dezinfikujte křeslo šetrnou a rychlou dezinfekcí FD 366 sensitive. Na závěr dne FD 300 vydezinfikuje i umyje od nečistot - v jednom kroku.

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDF35CA0152	FD 350 Classic - dezinfekční ubrousky 110 ks/dóza, rychlá dezinfekce malých ploch s alkoholem	271 Kč	
CDF35CA1252	FD 350 Classic - náhradní náplň 110 ks náhradní balení	206 Kč	
CDF35FA0152	FD 350 Flower - dezinfekční ubrousky vůně květin, 110 ks/dóza, rychlá dezinfekce malých ploch s alkoholem	271 Kč	
CDF35FA1252	FD 350 Flower - náhradní náplň vůně květin, 110 ks náhradní balení	206 Kč	
CDF35LA0152	FD 350 Lemon - dezinfekční ubrousky vůně citron, 110 ks/dóza, rychlá dezinfekce malých ploch s alkoholem	271 Kč	
CDF35LA1252	FD 350 Lemon - náhradní náplň vůně citron, 110 ks náhradní balení	206 Kč	
CDF33FA6150	FD 333 forte, 2,5 l plně virucidní rychlá dezinfekce ploch	1.592 Kč	
CDF33FA9150	FD 333 forte, 10 l kanystř plně virucidní rychlá dezinfekce ploch	5.116 Kč	
CDF33FW0150	FD 333 forte wipes: Balení se 100 ubrousky, velikost 20 x 30 cm plně virucidní ubrousky	1.064 Kč	
CDF33FW0450	FD 333 forte wipes: náhradní balení se 100 ubrousky, velikost 20 x 30 cm plně virucidní ubrousky	855 Kč	

PLNĚ
VIRUCIDNÍ

PLNĚ
VIRUCIDNÍ

PLNĚ
VIRUCIDNÍ

PLNĚ
VIRUCIDNÍ

Záznam
webináře
ZDARMA



Ing. Jan Černý
**Dezinfekční plán v ordinaci
v době koronaviru (a nejen v ní)**



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDH410B6100	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 2,5 l	1.287 Kč Akční cena: 849 Kč	 -33%
CDH410B3551	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 500 ml	383 Kč Akční cena: 253 Kč	
CDH410B5501	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 1 litr	542 Kč	
CDH410B9350	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 10 l kanystř	4.743 Kč	
CCH435C6150	HD 435 - mycí emulze na ruce, 2,5 l pro šetrné umytí rukou, pH blízké pokožce	942 Kč	
CCH435C5550	HD 435 - mycí emulze na ruce, 1 l pro šetrné umytí rukou, pH blízké pokožce	535 Kč	
CCH435C3550	HD 435 - mycí emulze na ruce, 500 ml pro šetrné umytí rukou, pH blízké pokožce	393 Kč	
CCH440C3550	HD 440 - ošetřující krém na ruce, 500 ml	478 Kč	
CEH200C9700	dávkovací pumpička ke 500 ml láhvi pro HD 410, 412, 435 a 440	410 Kč	
6000049050	Dávkovač bezdotykový RX 5 T na 500 ml lahve pro 500 ml lahve HD 410, HD 435 a HD 440	4.503 Kč Akční cena: 3.427 Kč	
6000049040	manuální dávkovač 500ml lahví RX 5 M pro 500 ml lahve HD 410, HD 435 a HD 440	1.724 Kč Akční cena: 1.313 Kč	

HD 410. Šetrná dezinfekce na ruce, která promašťuje pokožku.


NÁŠ TIP
HD 440 pečující krém voní po mandlích.

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
6000-049-28	univerzální bezdotykový dávkovač T 1000, k instalaci na zeď bateriové napájení, pro 1 l láhve HD 410, HD 435	8.639 Kč	
6000-049-27	univerzální bezdotykový dávkovač T 400, k instalaci na zeď bateriové napájení, pro 1 l láhve HD 410, HD 435	8.639 Kč	
6000-049-29	odkapávací miska pro T 400 a T 1000	2.243 Kč	
CDS110P9950	Orotol Basic-Set k dezinfikování a čištění sacích jednotek sestavující se z: 1x Orotol Plus - 2,5 l, 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 750 ml a 1x OroCup	4.066 Kč	
CDS110P6150	Orotol Plus, 2,5 l dezinfekce odsávání každý den, na závěr dne	1.728 Kč	
CDS110A9950	Orotol Combi-Set sestavující se z Orotol Plus (3x2,5 l) a MD 555 (1x2,5 l)	6.369 Kč	
CCS550C4500	MD 550, 750 ml čistič plivátka	508 Kč	
CCS555C6150	MD 555, 2,5 l čistič odsávání ("krtek") 1-2 týdně, při potížích častěji	1.230 Kč	
0780-350-00	OroCup - nádoba pro aplikaci Orotol Plus a MD 555 "bažant" zvyšuje efektivitu dezinfekce a čištění odsávání	1.691 Kč	



Dezinfekce Orotol Plus na konci každého dne, čistič MD 555 1-2 x týdně, při potížích častěji. Dodržujte časový odstup mezi Orotolem a MD 555 alespoň 2 hodiny.

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDA520C6150	MD 520, 2,5l hotový roztok k dezinfekci a čištění otisků	1.352 Kč	
CDA520C9150	MD 520, 10 l	4.913 Kč	
CEA520C9700	dezinfekční doza na 2 otisky	711 Kč	
CCA530C6150	MD 530 - hotový roztok, 2,5l k odstranění cementů, zubního kamene, oxidačních vrstev, kuřáckých skvrn apod. na protézách, můstcích, korunkách, atd.	1016 Kč	
CCA535C6150	MD 535 - hotový roztok, 2,5l k odstranění sádky a alginátů z otiskovací lžic, špátlí, nožů míchacích kelímků, protetických materiálů atd.	1.863 Kč	
6040-000-00	Hygojet - přístroj k dezinfekci a čištění otisků vč. příslušenství - nástěnná konzole s redukčním ventilem, uzávěr k 2,5 l láhvi s dávkovacím ventilem, 2,5 l MD 520 a pracovní rukavice 100 ks	77.924 Kč	
0700-058-50	profylaktická kanyla proti aerosolu, průměr 16 mm, 4ks široký otočný nástavec pochyťá až dvakrát více aerosolu, drážky po stranách zabraňují "refluxu"	627 Kč	
0700-059-00	univerzální kanyla PROTECT, 16 mm, barva šedá, bal. 20 ks drážky po stranách zabraňují "refluxu"	1.765 Kč	
0700-059-50	univerzální kanyla PROTECT, 16 mm, barva šedá, bal. 5 ks drážky po stranách zabraňují "refluxu"	505 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2108-02	VistaCam iX digitální intraorální kamera Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou	92.154 Kč Akční cena: 56.476 Kč Ušetříte: 35.677 Kč	
2108-01	VistaCam iX digitální intraorální kamera Cam + Proof sada Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou a koncovkou pro UV detekci zubního kazu	120.952 Kč Akční cena: 61.983 Kč Ušetříte: 58.968 Kč	
2108-06	VistaCam iX digitální intraorální kamera Cam + Proxi sada Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou a koncovkou pro IČ detekci proximálních kazů	120.274 Kč Akční cena: 61.685 Kč Ušetříte: 58.589 Kč	
2108-05	VistaCam iX digitální intraorální kamera kompletní sada Cam + Proof + Proxi Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou a koncovkami pro UV a IČ diagnostiku	151.444 Kč Akční cena: 73.911 Kč Ušetříte: 77.533 Kč	
2141-21	VistaScan Mini Plus paměťový foliový scanner s PCS-technologií pro všechny intraorální formáty, vč. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazáním folií, integrovaný info display. USB a LAN připojení.		
2142-01	VistaScan Mini View paměťový foliový scanner s dotykovým displejem a PCS-technologií pro všechny intraorální formáty, vč. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazáním folií. LAN a WiFi připojení.		
2130-040-50	Dürr paměťová folie Plus – 0, rozměr 2x3 cm, bal. 2 ks	5.319 Kč	
2130-041-50	Dürr paměťová folie Plus – 1, rozměr 2x4 cm, bal. 2 ks	5.421 Kč	
2130-042-50	Dürr paměťová folie Plus – 2, rozměr 3x4 cm, bal. 4 ks	9.317 Kč	
2130-043-50	Dürr paměťová folie Plus – 3, rozměr 2,7x5,4 cm, bal. 2 ks	6.065 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2130-044-50	Dürr paměťová folie Plus – 4, rozměr 5,7x7,5 cm, bal. 1 ks	6.640 Kč	
2130-042-55	seť paměť. folií Plus – 2, rozměr 3x4 cm, bal. 12 ks	24.123 Kč	
2130-080-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 0, bal. 100 ks	776 Kč	 TECHNICKÁ RADÍ Originální ochranné obaly zajišťují vždy kvalitní snímek a chrání senzor i přístroj před poškozením.
2130-081-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 1, bal. 100 ks	844 Kč	
2130-082-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 2, bal. 300 ks	1.894 Kč	
2130-082-55	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 2, bal. 1000 ks	5.489 Kč	
2130-083-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 3, bal. 100 ks	1.115 Kč	
2130-084-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 4, bal. 100 ks	1.420 Kč	
2130-074-03	ochranné návlčky protiskusové pro paměť. folii – 4, bal. 100 ks	1.420 Kč	
CCB351B1001	čistící ubrousky paměť. folií, bal. 10 ks	407 Kč	
2210200403	VistaVox S - kombinovaný přístroj CBCT a OPG. Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm a 5 x 5 cm. S-PAN technologie pro dokonalé OPG snímky. Možné objednat včetně CEPH.	2.290.000 Kč Akční cena: 1.290.000 Kč	



MUDr. Andreas Bečka
Využití CBCT v ordinaci zubního lékaře



Záznam
webináře
ZDARMA

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
5252-01 	Duo 2-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro dvě zubní soupravy	166.351 Kč Akční cena: 127.026 Kč Ušetříte: 39.324 Kč	
4152-54 	Duo Tandem, 1 agregát 2-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro dvě zubní soupravy, možnost rozšíření o další agregát	190.067 Kč Akční cena: 145.031 Kč Ušetříte: 45.036 Kč	
5452-51 	Quattro 4-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro čtyři zubní soupravy	234.788 Kč Akční cena: 179.122 Kč Ušetříte: 55.666 Kč	
4252-54 	Duo Tandem, 2 agregáty 4-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro čtyři zubní soupravy. Díky dvěma agregátům je dodávka vzduchu vždy zajištěna.	257.488 Kč Akční cena: 196.552 Kč Ušetříte: 60.936 Kč	
4682-54 	Quattro Tandem, 2 agregáty 8-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem. Až pro deset zubních souprav.	371.325 Kč Akční cena: 283.356 Kč Ušetříte: 87.969 Kč	
5182-01	Tornado 1 jednoválcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem Jednoduchý a tichý kompresor pro jednu zubní soupravu.	81.651 Kč Akční cena: 56.859 Kč Ušetříte: 24.791 Kč	
5282-01	Tornado 2 2-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem Jednoduchý a tichý kompresor pro dvě zubní soupravy.	120.274 Kč Akční cena: 83.746 Kč Ušetříte: 36.528 Kč	
4282-01	Tornado 4 4-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem Jednoduchý a tichý kompresor pro čtyři zubní soupravy	186.001 Kč Akční cena: 145.138 Kč Ušetříte: 40.863 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
7128500001	VSA 600 Kombinované centrální odsávání Komplexní řešení pro 3 instalačně a 2 souběžně pracující zubní křesla. Savka VS 600, odlučovač amalgámu CA2 s integrovanou expanzní nádobou, konzole.	181.936 Kč	
7134500001	VSA 900 Kombinované centrální odsávání Komplexní řešení pro 5 instalačně a 3 souběžně pracující zubní křesla. Savka VS 900 S, odlučovač amalgámu CA 4, konzole Plug & Play s integrovanou expanzní nádobou. Možná je i varianta 400 V, pod obj. č.7134500002	237.838 Kč	
7138500001	VSA 1200 Kombinované centrální odsávání Komplexní řešení pro 6 instalačně a 4 souběžně pracující zubní křesla. Savka VS 1200 S, odlučovač amalgámu CA 4, konzole Plug & Play s integrovanou expanzní nádobou.	252.067 Kč	
CDS110P9950	Orotol® Basic-Set Pro uživatelsky přívětivou dezinfekci a čištění odsávacích systémů. Velikost balení: 1 x 2,5 litrová láhev Orotol® plus, 1 x 2,5 litrová láhev MD 555 čistič, 1 x 750 ml láhev MD 550, 1 x OroCup	4.066 Kč	



Nemáte v ordinaci ještě Orocup?
Ušetřete a pořídte výhodný Orotol Basic Set!



Bc. Martin Beroušek
Odsávání v zubní ordinaci



Záznam
webináře
ZDARMA

Jak používat QR kód?

- otevřete fotoaparát na svém telefonu a zamířte na QR kód, na většině telefonů je odkaz skrytý v QR kódu automaticky načten
- pokud nefunguje, použijte čtečku QR kódů (samostatná aplikace)
- pokud se nepodaří, na www.duerdental.cz najdete záznamy k vybraným webinářům

JSME TU PRO VÁS



Ing. Jan Černý
Area Sales Manager
pro ČR a SR
+420 777 477 052



Bc. Martin Beroušek
Technical Product Specialist
pro ČR a SR
+420 777 333 414



Beáta Szabová
Product Consultant
+420 733 547 096



Mgr. Igor Kapusta
Area Sales Manager
pro SR
+421 919 488 435

Webináře zdarma pokračují i v roce 2022!
Chcete dostávat pozvánky? Přihlaste se na
www.duerdental.cz/newsletter



Navštivte www.duerdental.cz

Kompletně nový web v českém jazyce plný užitečných informací.

f FACEBOOK



Instagram INSTAGRAM



YouTube YOUTUBE



**DÜRR
DENTAL**