

CENNÍK DÜRR DENTAL 2022

Iba pre odborníkov - zubné ordinácie a ordinácie
dentálnej hygieny. Platnosť akčnej ponuky do 30. 6. 2022

BONUS VO VNÚTRI!
ODKAZY
NA WEBINÁRE
ZADARMO.



4x180g
2.798 Kč

Akčná ponuka:
2.373 Kč



Elena Jechlakova

Používame v EMS handy 2, beží bez problému 😊

To se mi líbí · Odpovědět · 5 t



1



Denis Stich

Používame Lunos v pískovačke NSK prophy mate neo, malá spotřeba, dobrý výkon!

To se mi líbí · Odpovědět · 5 t · Upraveno



Alena Fridrichová

Používám Lunos perio combi u dětí a za mě velká spokojenost. I pacienti kterým vadí ostatní písky si ošetření pochvalovali. A hlavně nepráší!!!!

To se mi líbí · Odpovědět · 4 t



1



Martina Lanza

Používám vyhradne v NSK Prophy Mate neo. Nemam tedy srovnani s množstvim spotrebovaného prasku, ale pracuje se mi dobre. Pečlivost při udržbe přístroje je základ. Jedno NSK neo mam vyhradne pro tento prasek. Jsem spokojena ja i pacienti.

To se mi líbí · Odpovědět · 6 t



1



Lucie Pecková

Používám v pískovačke Kavo, je-li suchý vzduch z kompresoru, pak je vše naprosto v pořádku. 😊👍

To se mi líbí · Odpovědět · 6 t



1

LUNOS piesky do každej pieskovačky! Napíšte si o vzorky!



Vyfoťte QR kód a prečítajte si celý
diskusiu na Facebooku.

 **DÜRR
DENTAL**
S M E S V A M I


VistaVox S

Kombinovaný
3D a 2D röntgen
so špičkovými
panoramatickými
snímkami
a jednoduchým 3D workflow.
Voliteľne aj s CEPH.



AKCIE
81.600,00 EUR
49.900,00 EUR

Inštalácie VistaVox S



Hygoclave 40 Spoločlivý autokláv triedy B

Autokláv triedy B s ľahkým ovládaním cez farebný český displej, jednoduché plnenie vďaka motorizovaným dverám aj integrovaným čerpadlám, s možnosťou pripojenia na vodovodný rad.



AKCIE
4.490,00 EUR (17l)
4.690,00 EUR (22l)

Farebný displej v češtine



Motorizované dvere pre ľahké otvorenie



Integrované čerpadlá: nedvíhate vedierka vody!



Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2031-50	VECTOR PARO s Paro nástavcom	3.780,00 EUR Akčná cena: 3.211,00 EUR Ušetríte: 569,00 EUR	
2031-51	VECTOR PARO PRO s Paro a Scaler nástavcom pre OZK	4.740,00 EUR Akčná cena: 4.031,00 EUR Ušetríte: 709,00 EUR	
CWZ510C2350	Vector Polish - leštiaca tekutina, 200 ml Používajte s Paro nástavcom pre zníženie citlivosti a dokonalé vyleštenie povrchu. Obsahuje hydroxylapatit.	53,28 EUR	
CCA531A6150	Vector Cleaner, bal. 2,5 l pre pravidelné čistenie prístroja cca 1x za mesiac	32,88 EUR	
CDZ501C6150	Vector®/RinsEndo dezinfekcia 2,5 l pre vnútornú dezinfekciu prístroja Vector Paro	54,24 EUR	
2031-450-00	Tool-Kit Paro	223,20 EUR	
2030-151-01E	paro-sonda priama, bal. 3 ks	37,92 EUR	
2030-151-02E	paro-lanzetta, bal. 3 ks pre rýchlejšie odstránenie konkrementu	50,64 EUR	
2030-151-03E	paro-sonda zahnutá, bal. 3 ks podobná Nábersovej sonde, vhodná pre furkácie i aproximálne priestory pri nízkej mobilite čeluste	50,64 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2030-151-04E	paro-kyreta, bal. 3 ks vhodné pre začiatok každého ošetrovania, pre aproximálne plochy	63,24 EUR	
2031-400-06E	paro-sonda plus, bal. 3 ks	29,16 EUR	
2031-460-00	Tool-Kit Recall/Implant	223,20 EUR	
2030-153-02E	recall-sonda priama - CFK, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	82,08 EUR	
2030-153-05E	recall-kyreta - CFK, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	113,76 EUR	
2030-152-01E	supra sonda flexibilná, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	37,92 EUR	
2031-474-01E	periimplant soft, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	113,76 EUR	
2031-473-01E	periimplant hard, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	112,12 EUR	
2032-411-00	Tool-Kit Scaler P1 pro subgingiválne OZK	193,20 EUR	
2032-412-00	Tool-Kit Scaler P2 pro subgingiválne OZK, zahnutá doprava	193,20 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2032-413-00	Tool-Kit Scalet P3 pro subgingiválne OZK, zahnutá doleva	193,20 EUR	
2032-414-00	Tool-Kit Scaler P4 pro supragingiválne OZK	156,00 EUR	

AKO PRACOVAŤ S VECTOROM?

Pozrite si záznamy prednášok, venujúce sa téme ošetrovania Vectorom.



MUDr. Adel el - Lababidi, Ph.D.

**Jak začleniť Vector
do parodontologického protokolu**



Záznam
webinára
ZADARMO



Dr. Olena Lebedieva (Impladent, Trutnov)

**Ošetření parodontologického pacienta.
Jak správně na to?**



Záznam
webinára
ZADARMO



Bc. Petronela Dovalovská

**Nielen parodontologický pacient
potrebuje ošetrovanie Vectorom**



Záznam
webinára
ZADARMO



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
KaVo: 2034900050 Sirona: 2034900051 W&H: 2034900052 Bien Air: 2034900053 NSK: 2034900054	MyLunos supragingiválna pieskovačka Jednoduchá údržba - celú pieskovačku namočíte do vody a odstránite akékoľvek usadeniny.	1.668,00 EUR Akčná cena: 1.409,00 EUR Ušetríte: 259,00 EUR	
KaVo: 2034910050 Sirona: 2034910051 W&H: 2034910052 Bien Air: 2034910053 NSK: 2034910054	MyLunos Pro supra a subgingiválna pieskovačka Perio tryska je guľatá, úzka a ohybná, dlhá 11,7 mm a kalibrovaná podľa WHO sondy. Pre jednoduché a flexibilné ošetrovanie.	2.004,00 EUR Akčná cena: 1.700,00 EUR Ušetríte: 304,00 EUR	
2034900100	MyLunos® extension Set Perio rozšírenie pieskovačky o subgingi- válne pieskovanie	682,80 EUR	
2034100020	MyLunos Perio tips (40 kusov) Jednorazové plastové koncovky pre subgingiválne pieskovanie. Sterilne balené, 11,7 mm dlhé, úzke, okrúhle a ohybné. Kalibrované podľa WHO sondy.	119,00 EUR	
CPZ610A2250 (neutral) CPZ620A2250 (pomaranč) CPZ630A2250 (máta) CPZ650A2250 (wild berry)	LUNOS Gentle Clean 4x180g, pre supragingiválne pieskovanie Rozpustný vo vode, príjemná sladká chuť. Šetrný k pacientovi, nezanáša súpravu ani odsávanie. Zloženie: trehalóza, cca 60µm NAPÍŠTE SI O VZORKY!	99,12 EUR Akčná cena: 84,00 EUR Ušetríte: 15,12 EUR	
CPZ640A1950	LUNOS Perio Combi 4x100g, pre supra- i subgingiválne pieskovanie Vhodný i pre supragingiválne ošetrovanie detí a citlivých pacientov. Zloženie: trehalóza, cca 60µm NAPÍŠTE SI O VZORKY!	74,28 EUR Akčná cena: 63,00 EUR Ušetríte: 11,28 EUR	
CPZ710A1901 (neutral) CPZ720A1901 (pomaranč) CPZ730A1901 (máta, s 1500 ppm fluoridu)	Lunos® depurační pasta Two in One depuruje a leští behom 10 sekúnd, s hydroxylapatitom 100 g RDA 28	29,88 EUR Akčná cena: 25,40 EUR Ušetríte: 4,48 EUR	
CPZ740A0901 (neutral) CPZ750A0901 (pomaranč)	Lunos lešticí pasta super soft pre detské zuby, implantáty, protetiku 50 g RDA 5	19,08 EUR Akčná cena: 16,30 EUR Ušetríte: 2,78 EUR	

LUNOS piesky do každej pieskovačky!

Napíšte si o vzorky!



LUNOS piesky sú **dokonale rozpustné vo vode**. Vďaka rozpustnosti málo práši, pacient nemá v ústach reziduálny piesok, a neupcháva sa zubná súprava a odsávanie. Navyše sú príjemne sladké! **Napíšte si o vzorky na info@duerr.cz**

Tipy a triky pre príjemnú prácu s rozpustnými pieskami




Vyčistená
a vysušená
pieskovačka



Kompresor
s membránovým
sušičom zaistí
dokonale suchý
vzduch



Ak kompresor nemá
vysúšač, ráno vždy
vypustíte kondenzát



Je vhodné pred pieskovaním
odpojiť pieskovačku, vypnúť
vodu a nechať odfúknuť na
1-2 minúty vzduch (zbavíte
sa eventuálneho kondenzátu
v hadici) - platí, pokiaľ
kompresor nemá sušič

Najskôr skúšajte na konci dňa, do pľuvátka. Pokiaľ Vaša pieskovačka
s pieskami LUNOS bez problémov funguje, druhý deň vyskúšajte na pacientovi. Na zadnej strane
brožúry sú naše kontakty - **zavolajte pre konzultáciu.**



Alena Tihanová, DiS.
Moje zkušenosti
s profylaktickou řadou LUNOS



Záznam
webinára
ZADARMO

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
CPZ020A0050	Lunos - pečatenie fízúr, transparentné 2x striekačka á 1,5 g, 10 aplikačných kanýl	30,36 EUR Akčná cena: 26,00 EUR Ušetríte: 4,36 EUR	
CPZ021A0050	Lunos - pečatenie fízúr, opakné 2x striekačka á 1,5 g, 10 aplikačných kanýl		
CPZ010A2240	Lunos® Fluoridačný gel prevencia kazov, 12.300 ppm skvelá chuť, nevyvoláva dávivý efekt 250 ml	21,48 EUR Akčná cena: 18,00 EUR Ušetríte: 3,48 EUR	
CPZ600A6150	Lunos® ústna voda 2,5 l Odporúčame s dávkovacou pumpičkou (CES100D9700, 15,84 EUR)	34,20 EUR Akčná cena: 29,00 EUR Ušetríte: 5,20 EUR	
CPZ05PA9700	Lunos® Wellness froťe uteráčky pre umytie tváre po vyšetrení, zostáva ako darček pre pacienta 50 ks (cena 1,24 EUR za kus)	74,28 EUR Akčná cena: 63,00 EUR Ušetríte: 11,28 EUR	
CPZ00PA9700	Lunos podhlavník z pamäťovej peny fixuje krčnú chrbticu, spríjemní pacientovi dlhé ošetrenie	107,88 EUR Akčná cena: 92,00 EUR Ušetríte: 15,88 EUR	

Záznam
webinára
ZADARMO



Aneta Stryjová, DiS.

**Co mi uľahčilo život
v ordinaci dentálnej hygieny**



Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
6048100001	Hygoclave 40 Autokláv triedy B, objem komory 17 litrov	7.380,00 EUR Akčná cena: 4.490,00 EUR Ušetríte: 2.590,00 EUR	
6048100002	Hygoclave 40 Plus Autokláv triedy B, objem komory 22 litrov	7.980,00 EUR Akčná cena: 4.690,00 EUR Ušetríte: 3.080,00 EUR	
6046100114	Hygodem 90 Ion Exchanger Úprava vody	714,00 EUR Akčná cena: 399,00 EUR Ušetríte: 315,00 EUR	
6020-02	Hygopac Rotary Sealing Device Zváračka	1.908,00 EUR Akčná cena: 954,00 EUR Ušetríte: 954,00 EUR	
CDI212C6150	ID 212, 2,5 l dezinfekcia nástrojov	66,00 EUR	
CDI212F6150	ID 212 forte, 2,5 l dezinfekcia nástrojov, ALTERNÁCIA	68,40 EUR	
CDI213C6150	ID 213, 2,5 l dezinfekcia nástrojov, ALTERNÁCIA	70,80 EUR	
CDI215A6150	ID 215, 2,5 l čistič nástrojov s obmedzene virucidným účinkom s nízkym PH	68,40 EUR	
CDI220C6150	ID 220, 2,5 l dezinfekcia vrtáčikov	43,20 EUR	
CEI220A9700	ID 220 burr box, modré víko, 200ml objem nádoba pre dezinfekciu vrtáčikov	13,80 EUR	

PLNE
VIRUCIDNÝ

NÁŠ
TIP

ID 212
Dezinfekcia nástrojov,
ktorá je naozaj šetrná
a nezničí Vaše
nástroje. Alternujte
s ID 213

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
6030-050-00	Hygobox, farba viečka: antracit, farba sýta: modrá nádoba na ponomú dezinfekciu nástrojov	71,88 EUR	 NÁŠ TIP Vyberte si Hygobox pre dezinfekciu nástrojov v 5 rôznych farbách.
6030-051-00	Hygobox, farba viečka: modrá, farba sýta: biela	71,88 EUR	
6030-061-00	Hygobox, farba viečka: žltá, farba sýta: biela	71,88 EUR	
6030-071-00	Hygobox, farba viečka: antracit, farba sýta: biela	71,88 EUR	
6030-081-00	Hygobox, farba viečka: pink, farba sýta: biela	71,88 EUR	
6030-091-00	Hygobox, farba viečka: tyrkys, farba sýta: biela	71,88 EUR	   
CDF300C6150	FD 300, 2,5 l dezinfekcia veľkých plôch bez alkoholu koncentrácia 1% - vystačí na 250 litrov roztoku	71,88 EUR	
PLNE VIRUCIDNÝ			
CDF322C6150	FD 322, 2,5 l rýchla dezinfekcia plôch s alkoholom	50,40 EUR	
CDF322C9150	FD 322, 10 l	162,00 EUR	
CDF333C6150	FD 333, 2,5 l rýchla dezinfekcia plôch s alkoholom	54,96 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
CDF333C9150	FD 333, 10 l	176,40 EUR	
CDF366C6150	FD 366 sensitive, 2,5 l rýchla dezinfekcia plôch šetrná pre Vaše kreslo, s nízkym obsahom alkoholu	52,68 EUR	
CDF366C9150	FD 366 sensitive, 10 l	169,20 EUR	
CEF320C9700	postreková fľaša, obsah 600 ml	12,48 EUR	
CED100A9700	výpustný kohút 10 litrového kanistru	11,88 EUR	
CCF360C3550	FD 360 - k čisteniu a údržbe poťahov zubných kresiel, 500 ml vr. 9 hubičiek a švédskej utierky	40,20 EUR	
CDF300A0450	FD 300 top wipes dezinfekčné obrúsky bez alkoholu, veľkosť obúsku 17,5x20cm, 50 obrúskov v balení, doba pôsobenia 2 minúty	11,88 EUR	NÁŠ TIP 
PLNE VIRUCIDNÝ			
CDF366F0450	FD 366 sensitive top wipes - rýchla dezinfekcia plôch šetrná pre Vaše kreslo 50 ks, 17,5 x 25 cm	13,32 EUR	NÁŠ TIP 
CDF366A0150	FD 366 sensitive mokré obrúsky, KÝBLIK 100 obrúskov, veľkosť 20x30cm	34,20 EUR	
CDF366A0450	FD 366 sensitive mokré obrúsky, náhradne balenie 100 ks, veľkosť 20x30cm	27,30 EUR	



Medzi pacientami dezinfikujte kreslo šetrnou a rýchlou dezinfekciou FD 366 sensitive. Na záver dňa FD 300 vydezinfikuje i umyje od nečistôt - v jednom kroku.

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
CDF35CA0152	FD 350 Classic - dezinfekčné obrúsky 110 ks/dóza, rýchla dezinfekcia malých plôch s alkoholom	9,60 EUR	
CDF35CA1252	FD 350 Classic - náhradná náplň 110 ks náhradné balenie	7,30 EUR	
CDF35FA0152	FD 350 Flower - dezinfekčné obrúsky vôňa kvetov, 110 ks/dóza, rýchla dezinfekcia malých plôch s alkoholom	9,60 EUR	
CDF35FA1252	FD 350 Flower - náhradná náplň vôňa kvetov, 110 ks náhradné balenie	7,30 EUR	
CDF35LA0152	FD 350 Lemon - dezinfekčné obrúsky vôňa citrón, 110 ks/dóza, rýchla dezinfekcia malých plôch s alkoholom	9,60 EUR	
CDF35LA1252	FD 350 Lemon - náhradná náplň vôňa citrón, 110 ks náhradné balenie	7,30 EUR	
CDF33FA6150	FD 333 forte, 2,5 l plne virucidný rýchla dezinfekcia plôch	56,40 EUR	
CDF33FA9150	FD 333 forte, 10l kanister plne virucidný rýchla dezinfekcia plôch	181,20 EUR	
CDF33FW0150	FD 333 forte wipes: Balenie so 100 obrúskami, veľkosť 20 x 30 cm plne virucidné obrúsky	37,68 EUR	
CDF33FW0450	FD 333 forte wipes: náhradné balenie so 100 obrúskami, veľkosť plne virucidné obrúsky	30,30 EUR	

PLNE
VIRUCIDNÝ

PLNE
VIRUCIDNÝ

PLNE
VIRUCIDNÝ

PLNE
VIRUCIDNÝ

Záznam
webinára
ZADARMO



Ing. Jan Černý
**Dezinfekčný plán v ordinácii
v době koronaviru (a nejen v ní)**



Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
CDH410B6100	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 2,5 l	45,60 EUR Akčná cena: 29,50 EUR	 
CDH410B3551	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 500 ml	13,56 EUR Akčná cena: 8,90 EUR	
CDH410B5501	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 1 liter	19,20 EUR	
CDH410B9350	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 10l kanister	168,00 EUR	
CCH435C6150	HD 435 - umývacia emulzia na ruky, 2,5 l pre šetrné umytie rúk, pH blízke pokožke	33,36 EUR	
CCH435C5550	HD 435 - umývacia emulzia na ruky, 1 l pre šetrné umytie rúk, pH blízke pokožke	18,96 EUR	
CCH435C3550	HD 435 - umývacia emulzia na ruky, 500 ml pre šetrné umytie rúk, pH blízke pokožke	13,92 EUR	
CCH440C3550	HD 440 - ošetrojúci krém na ruky, 500 ml	16,92 EUR	
CEH200C9700	dávkovacia pumpička k 500 ml fľaši pre HD 410, 412, 435 a 440	14,52 EUR	
6000049050	dávkovač bezdotykový RX 5 T na 500 ml fľaše pre 500 ml fľaše HD 410, HD 435 a HD 440	159,48 EUR Akčná cena: 125,90 EUR	
6000049040	manuálny dávkovač 500ml fľaš RX 5 M pre 500 ml fľaše HD 410, HD 435 a HD 440	61,08 EUR Akčná cena: 48,00 EUR	

HD 410. Šetrná dezinfekcia na ruky, ktorá premasťuje pokožku.

NÁŠ
TIP


HD 440 ošetrojúci krém vonia po mandliach.

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
6000-049-28	univerzálny bezdotykový dávkovač T 1000, k inštalácii na stenu batériové napájanie, pre 1l fľaše HD 410, HD 435	306,00 EUR	
6000-049-27	univerzálny bezdotykový dávkovač T 400, k inštalácii na stenu batériové napájanie, pre 500 ml fľaše HD 410, HD 435 a HD 440	306,00 EUR	
6000-049-29	odkvapávací miska pre T 400 a T 1000	79,44 EUR	
CDS110P9950	Orotol Basic-Set na dezinfikovanie a čistenie sacích jednotiek pozostáva z: 1x Orotol Plus - 2,5 l, 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 750 ml a 1x OroCup	144,00 EUR	
CDS110P6150	Orotol Plus, 2,5 l dezinfekcia odsávania každý deň, na záver dňa	61,20 EUR	
CDS110A9950	Orotol Combi-Set pozostáva z Orotol Plus (3x2,5 l) a MD 555 (1x2,5 l)	225,60 EUR	
CCS550C4500	MD 550, 750 ml čistič pľuvadla	18,00 EUR	
CCS555C6150	MD 555, 2,5 l čistič odsávania ("krtko") 1x, 2x týždenne, pri problémoch častejšie	43,56 EUR	
0780-350-00	OroCup - nádoba pre aplikáciu Orotol Plus a MD 555 "bažant" zvyšuje efektivitu dezinfekcie a čistenie odsávania	59,88 EUR	



Dezinfekcia Orotol Plus na konci každého dňa, čistič MD 555 1-2 x týždenne, pri problémoch častejšie. Dodržujte časový odstup medzi Orotolom a MD 555 aspoň 2 hodiny.

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
CDA520C6150	MD 520, 2,5l hotový roztok na dezinfekciu a čistenie odtlačkov	47,88 EUR	
CDA520C9150	MD 520, 10 l	174,00 EUR	
CEA520C9700	dezinfekčná dóza na 2 odtlačky	25,20 EUR	
CCA530C6150	MD 530 - hotový roztok, 2,5l na odstránenie cementu, zubného kameňa, oxidačných vrstiev, fajčiarskych škvŕn apod. na protézach, mostíkoch, korunkách atď.	36,00 EUR	
CCA535C6150	MD 535 - hotový roztok, 2,5l na odstránenie sádry a alginátov z odtlačkových lyžíc, špachtlí, nožov, miešacích kelímkov, protetických materiálov atď.	66,00 EUR	
6040-000-00	Hygojet - prístroj na dezinfekciu a čistenie otiskov vr. príslušenstva - nástenná konzola s redukčným ventilom, uzáver k 2,5 l fľaši s dávkovacím ventilom, 2,5 l MD 520 a pracovné rukavice 100 ks	2.760,00 EUR	
0700-058-50	profylaktická kanyla proti aerosolu, priemer 16 mm, 4ks široký otočný nástavec pochytá až dvakrát viac aerosolu, drážky po stranách zabráňujú "refluxu"	22,20 EUR	
0700-059-00	univerzálna kanyla PROTECT, 16 mm, farba sivá, bal. 20 ks drážky po stranách zabráňujú "refluxu"	62,52 EUR	
0700-059-50	univerzálna kanyla PROTECT, 16 mm, farba sivá, bal. 5 ks drážky po stranách zabráňujú "refluxu"	17,88 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2108-02	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou	3.264,00 EUR Akčná cena: 2.004,00 EUR Ušetríte: 1.260,00 EUR	
2108-01	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera Cam + Proof sada digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou a koncovkou pre UV detekciu	4.284,00 EUR Akčná cena: 2.194,00 EUR Ušetríte: 2.090,00 EUR	
2108-06	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera Cam + Proxi sada digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou a koncovkou pre IČ detekciu proximálnych kazov	4.260,00 EUR Akčná cena: 2.184,00 EUR Ušetríte: 2.076,00 EUR	
2108-05	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera kompletná sada Cam + Proof + Proxi digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou a koncovkou pre UV a IČ detekciu a diagnostiku zubných kazov	5.364,00 EUR Akčná cena: 2.775,00 EUR Ušetríte: 2.589,00 EUR	
2141-21	VistaScan Mini Plus pamäťový fóliový scanner s PCS-technológiou pre všetky intraorálne formáty, vr. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazaním fólií, integrovaný info display. USB a LAN pripojenie.		
2142-01	VistaScan Mini View pamäťový fóliový scanner s dotykovým displejom a PCS-technológiou pre všetky intraorálne formáty, vr. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazaním fólií. LAN a WIFI pripojenie.		
2130-040-50	Dürr pamäťová fólia Plus – 0, rozmer 2x3 cm, bal. 2 ks	188,40 EUR	
2130-041-50	Dürr pamäťová fólia Plus – 1, rozmer 2x4 cm, bal. 2 ks	192,00 EUR	
2130-042-50	Dürr pamäťová fólia Plus – 2, rozmer 3x4 cm, bal. 4 ks	330,00 EUR	
2130-043-50	Dürr pamäťová fólia Plus – 3, rozmer 2,7x5,4 cm, bal. 2 ks	214,80 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2130-044-50	Dürr pamäťová fólia Plus – 4, rozmer 5,7x7,5 cm, bal. 1 ks	235,20 EUR	
2130-042-55	seť pamäť. fólií Plus – 2, rozmer 3x4 cm, bal. 12 ks	854,40 EUR	
2130-080-00	ochranné púzdro proti svetlu Plus – 0, bal. 100 ks	27,48 EUR	 TECHNIK RADÍ Originálne ochranné obaly zaisťujú vždy kvalitný snímok a chránia senzor i prístroj pred poškodením.
2130-081-00	ochranné púzdro proti svetlu Plus – 1, bal. 100 ks	29,88 EUR	
2130-082-00	ochranné púzdro proti svetlu Plus – 2, bal. 300 ks	67,08 EUR	
2130-082-55	ochranné púzdro proti svetlu Plus – 2, bal. 1000 ks	194,40 EUR	
2130-083-00	ochranné púzdro proti svetlu Plus – 3, bal. 100 ks	39,48 EUR	
2130-084-00	ochranné púzdro proti svetlu Plus – 4, bal. 100 ks	50,28 EUR	
2130-074-03	ochranné návlčky proti zahryznutiu pre pamäť. fólie – 4, bal. 100 ks	50,28 EUR	
CCB351B1001	čistiace obrúsky pamäť. fólií, bal. 10 ks	14,40 EUR	
2210200403	VistaVox S - kombinovaný prístroj CBCT a OPG. Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm a 5 x 5 cm. S-PAN technológia pre dokonalé OPG snímky. Možno objednať vrátane CEPH	81.600,00 EUR Akčná cena: 49.900,00 EUR	



MUDr. Andreas Bečka
Využití CBCT v ordinaci zubního lékaře



Záznam
webinára
ZADARMO

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
5252-01 	Duo 2-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom pre dve zubné súpravy	5.892,00 EUR Akčná cena: 4.499,00 EUR Ušetríte: 1.393,00 EUR	
4152-54 	Duo Tandem, 1 agregát 2-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom, pre dve zubné súpravy, možnosť rozšírenia o ďalší agregát	6.732,00 EUR Akčná cena: 5.137,00 EUR Ušetríte: 1.595,00 EUR	
5452-51 	Quattro 4-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom, pre štyri zubné súpravy	8.316,00 EUR Akčná cena: 6.344,00 EUR Ušetríte: 1.972,00 EUR	
4252-54 	Duo Tandem, 2 agregáty 4-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom, pre štyri zubné súpravy. Vďaka dvom agregátom je dodávka vzduchu vždy zaistená.	9.120,00 EUR Akčná cena: 6.962,00 EUR Ušetríte: 2.158,00 EUR	
4682-54 	Quattro Tandem, 2 agregáty 8-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom. Až pre desať zubných súprav.	13.152,00 EUR Akčná cena: 10.036,00 EUR Ušetríte: 3.116,00 EUR	
5182-01	Tornado 1 jedenvalcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom Jednoduchý a tichý kompresor pre jednu zubnú súpravu.	2.892,00 EUR Akčná cena: 2.014,00 EUR Ušetríte: 878,00 EUR	
5282-01	Tornado 2 2-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom Jednoduchý a tichý kompresor pre dve zubné súpravy.	4.260,00 EUR Akčná cena: 2.966,00 EUR Ušetríte: 1.294,00 EUR	
4282-01	Tornado 4 4-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom Jednoduchý a tichý kompresor pre štyri zubné súpravy	6.588,00 EUR Akčná cena: 5.141,00 EUR Ušetríte: 1.447,00 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
7128500001	VSA 600 Kombinované centrálné odsávanie Komplexné riešenie pre 3 inštalácie a 2 súbežne pracujúce zubné kreslá. Savka VS 600, odlučovač amalgámu CA2 s integrovanou expanznou nádobou, konzola.	6.444,00 EUR	
7134500001	VSA 900 Kombinované centrálné odsávanie Komplexné riešenie pre 5 inštalácie a 3 súbežne pracujúce zubné kreslá. Savka VS 900 S, odlučovač amalgámu CA 4, konzola Plug & Play s integrovanou expanznou nádobou. Možná je i varianta 400 V, pod obj. č.7134500002	8.424,00 EUR	
7138500001	VSA 1200 Kombinované centrálné odsávanie Komplexné riešenie pre 6 inštalácie a 4 súbežne pracujúce zubné kreslá. Savka VS 1200 S, odlučovač amalgámu CA 4, konzola Plug & Play s integrovanou expanznou nádobou.	8.928,00 EUR	
CDS110P9950	Orotol® Basic-Set Pre užívateľsky prívetivú dezinfekciu a čistenie odsávacích systémov. Veľkosť balenia: 1 x 2,5 litrová fľaša Orotol® plus, 1 x 2,5 litrová fľaša MD 555 čistič, 1 x 750 ml fľaša MD 550, 1 x OroCup	144,00 EUR	
7117-21	CAS 1 odlučovač amalgámu pre inštaláciu do súpravy	2.436,00 EUR Akčná cena: 1.980,00 EUR Ušetríte: 456,00 EUR	 
7117-95	CA 2 centrálny odlučovač amalgámu až pre 2 súpravy	2.700,00 EUR Akčná cena: 2.083,56 EUR Ušetríte: 616,00 EUR	
7805-100-50	CA 4 centrálny odlučovač amalgámu až pre 4 súpravy	3.504,00 EUR Akčná cena: 2.390,23 EUR Ušetríte: 1.100,00 EUR	



Bc. Martin Beroušek
Odsávání v zubní ordinaci



Záznam
webinára
ZADARMO

SME TU PRE VÁS



Ing. Jan Černý
Area Sales Manager
pre ČR a SR
+420 777 477 052



Bc. Martin Beroušek
Technical Product Specialist
pre ČR a SR
+420 777 333 414




Beáta Szabová
Product Consultant
+420 733 547 096



Mgr. Igor Kapusta
Area Sales Manager
pre SR
+421 919 488 435

Webináře zdarma pokračují aj v roku 2022!
Chcete dostávať pozvánky? Prihláste sa na
www.duerdental.cz/newsletter



Navštívte www.duerdental.cz

Kompletne nový web v českom jazyku plný užitočných informácií.

