

CENNÍK DÜRR DENTAL 2022

BONUS VO VNÚTRÍ!
**ODKAZY
NA WEBINÁRE
ZADARMO.**

Platnosť akčnej ponuky **od 1.5.2022 do 31. 12. 2022**

LUNOS®

Piesky
do každej
pieskovačky



LUNOS Gentle Clean (4x180 g)
pre supragingiválne pieskovanie
(mäta, pomaranč, lesná zmes, neutral)

~~119,90 EUR~~ **101,70 EUR**

LUNOS Perio Combi (4x100 g)
pre supra- i subgingiválne pieskovanie

~~95,90 EUR~~ **81,50 EUR**



Nikola Alexij

„Mám zkušenosti s NSK Neo a celkom to frčí.
Základ je suchý vzduch z kompresoru.“



Alena Fridrichová

„Používam Lunos perio combi u detí a za
mňa veľká spokojnosť. I pacienti ktorým
vadí ostatní piesky si oštetrení pochvalovali.
A hlavne nepráši!!!!“



Martina Lanza

„Používam vyhradne v NSK Prophy Mate
neo. Nemam tedy srovnani s množstvom
spotrebovaného prasku, ale pracuje se mi
dobře. Pečlivost při udržbe přístroje je základ.
Jedno NSK neo mam vyhradne pro tento
prasek. Jsem spokojena ja i pacienti.“



Elena Jechlakova

„Používáme v EMS handy 2, běží bez
problému.“ 😊



Lucie Pecková

„Používám v pískovačke Kavo, je-li suchý
vzduch z kompresoru, pak je vše naprosto
v pořádku.“ 😊👍



Recenze písků LUNOS na [facebook.com/duerrCZSK](https://www.facebook.com/duerrCZSK)

**NAPÍŠTE SI
O VZORKY!**

**DÜRR
DENTAL**
S M E S V A M I

VistaVox S

Kombinovaný
3D a 2D röntgen
so špičkovými
panoramatickými
snímkami
a jednoduchým 3D workflow.
Voliteľne aj s CEPH.



AKCIE
83.990,00 EUR
51.500,00 EUR

Inštalácie VistaVox S



Hygoclave 40 Spoločlivý autokláv triedy B

Autokláv triedy B s ľahkým ovládaním cez farebný český displej, jednoduché plnenie vďaka motorizovaným dverám aj integrovaným čerpadlám, s možnosťou pripojenia na vodovodný rad.



AKCIE
4.690,00 EUR (17l)
4.890,00 EUR (22l)

Farebný displej v češtine



Motorizované dvere pre ľahké otvorenie





Integrované čerpadlá: nedvíhate vedierka vody!




Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2031-50	VECTOR PARO s Paro nástavcom	3.972,00 EUR Akčná cena: 3.370,00 EUR Ušetríte: 602,00 EUR	
2031-51	VECTOR PARO PRO s Paro a Scaler nástavcom pre OZK	4.968,00 EUR Akčná cena: 4.190,00 EUR Ušetríte: 778,00 EUR	
CWZ510C2350	Vector Polish - leštiaca tekutina, 200 ml Používajte s Paro nástavcom pre zníženie citlivosti a dokonalé vyleštenie povrchu. Obsahuje hydroxylapatit.	57,48 EUR	
CCA531A6150	Vector Cleaner, bal. 2,5 l pre pravidelné čistenie prístroja cca 1x za mesiac	35,88 EUR	
CDZ501C6150	Vector®/RinsEndo dezinfekcia 2,5 l pre vnútornú dezinfekciu prístroja Vector Paro	56,64 EUR	
2031-450-00	Tool-Kit Paro	238,80 EUR	
2030-151-01E	paro-sonda priama, bal. 3 ks	41,52 EUR	
2030-151-02E	paro-lanzetta, bal. 3 ks pre rýchlejšie odstránenie konkrementu	54,24 EUR	
2030-151-03E	paro-sonda zahnutá, bal. 3 ks podobná Nábersovej sonde, vhodná pre furkácie i aproximálne priestory pri nízkej mobilite čeluste	54,24 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2030-151-04E	paro-kyreta, bal. 3 ks vhodné pre začiatok každého ošetrovania, pre aproximálne plochy	66,36 EUR	
2031-400-06E	paro-sonda plus, bal. 3 ks	31,80 EUR	
2031-460-00	Tool-Kit Recall/Implant	238,80 EUR	
2030-153-02E	recall-sonda priama - CFK, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	86,04 EUR	
2030-153-05E	recall-kyreta - CFK, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	119,28 EUR	
2030-152-01E	supra sonda flexibilná, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	41,52 EUR	
2031-474-01E	periimplant soft, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	119,28 EUR	
2031-473-01E	periimplant hard, bal. 3 ks pre recall a ošetrovanie implantátov	116,52 EUR	
2032-411-00	Tool-Kit Scaler P1 pro subgingiválne OZK	202,80 EUR	
2032-412-00	Tool-Kit Scaler P2 pro subgingiválne OZK, zahnutá doprava	202,80 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2032-413-00	Tool-Kit Scaler P3 pro subgingiválne OZK, zahnutá doleva	202,80 EUR	
2032-414-00	Tool-Kit Scaler P4 pro supragingiválne OZK	164,40 EUR	

AKO PRACOVAŤ S VECTOROM?

Pozrite si záznamy prednášok, venujúce sa téme ošetrovania Vectorom.



MUDr. Adel el - Lababidi, Ph.D.

**Jak začlenit Vector
do parodontologického protokolu**



Záznam
webinára
ZADARMO



Dr. Olena Lebedieva (Impladent, Trutnov)

**Ošetření parodontologického pacienta.
Jak správně na to?**



Záznam
webinára
ZADARMO




Bc. Petronela Dovalovská

**Nielen parodontologický pacient
potrebuje ošetrovanie Vectorom**



Záznam
webinára
ZADARMO



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
KaVo: 2034900050 Sirona: 2034900051 W&H: 2034900052 Bien Air: 2034900053 NSK: 2034900054	MyLunos supragingiválna pieskovačka Jednoduchá údržba - celú pieskovačku namočíte do vody a odstránite akékoľvek usadeniny.	1.752,00 EUR Akčná cena: 1.450,00 EUR Ušetríte: 302,00 EUR	
KaVo: 2034910050 Sirona: 2034910051 W&H: 2034910052 Bien Air: 2034910053 NSK: 2034910054	MyLunos Pro supra a subgingiválna pieskovačka Perio tryska je guľatá, úzka a ohybná, dlhá 11,7 mm a kalibrovaná podľa WHO sondy. Pre jednoduché a flexibilné ošetrovanie.	2.112,00 EUR Akčná cena: 1.790,00 EUR Ušetríte: 322,00 EUR	
2034900100	MyLunos® extension Set Perio rozšírenie pieskovačky o subgingi- válne pieskovanie	706,80 EUR	
2034100020	MyLunos Perio tips (40 kusov) Jednorazové plastové koncovky pre subgingiválne pieskovanie. Sterilne balené, 11,7 mm dlhé, úzke, okrúhle a ohybné. Kalibrované podľa WHO sondy.	130,80 EUR	
CPZ610A2250 (neutral) CPZ620A2250 (pomaranč) CPZ630A2250 (mäta) CPZ650A2250 (wild berry)	LUNOS Gentle Clean 4x180g, pre supragingiválne pieskovanie Rozpustný vo vode, príjemná sladká chuť. Šetrný k pacientovi, nezanáša súpravu ani odsávanie. Zloženie: trehalóza, cca 60µm NAPÍŠTE SI O VZORKY!	119,90 EUR Akčná cena: 101,70 EUR Ušetríte: 18,20 EUR	
CPZ640A1950	LUNOS Perio Combi 4x100g, pre supra- i subgingiválne pieskovanie Vhodný i pre supragingiválne ošetrenie detí a citlivých pacientov. Zloženie: trehalóza, cca 60µm NAPÍŠTE SI O VZORKY!	95,90 EUR Akčná cena: 81,50 EUR Ušetríte: 14,40 EUR	
CPZ710A1901 (neutral) CPZ720A1901 (pomaranč) CPZ730A1901 (mäta, s 1500 ppm fluoridu)	Lunos® depurační pasta Two in One depuruje a leští behom 10 sekúnd, s hydroxylapatitom 100 g RDA 28	32,30 EUR Akčná cena: 27,40 EUR Ušetríte: 4,80 EUR	
CPZ740A0901 (neutral) CPZ750A0901 (pomaranč)	Lunos lešticí pasta super soft pre detské zuby, implantáty, protetiku 50 g RDA 5	20,30 EUR Akčná cena: 17,30 EUR Ušetríte: 3,00 EUR	

LUNOS piesky do každej pieskovačky! Napíšte si o vzorky!



LUNOS piesky sú **dokonale rozpustné vo vode**. Vďaka rozpustnosti málo práši, pacient nemá v ústach reziduálny piesok, a neupcháva sa zubná súprava a odsávanie. Navyše sú príjemne sladké! **Napíšte si o vzorky na info@duerr.cz**

Tipy a triky pre príjemnú prácu s rozpustnými pieskami




Vyčistená
a vysušená
pieskovačka



Kompresor
s membránovým
sušičom zaisťuje
dokonale suchý
vzduch



Ak kompresor nemá
vysušič, ráno vždy
vypustíte kondenzát



Je vhodné pred pieskovaním
odpojiť pieskovačku, vypnúť
vodu a nechať odfúknuť na
1-2 minúty vzduch (zbavíte
sa eventuálneho kondenzátu
v hadici) - platí, pokiaľ
kompresor nemá sušič

Najskôr skúšajte na konci dňa, do pľuvátka. Pokiaľ Vaša pieskovačka s pieskami LUNOS bez problémov funguje, druhý deň vyskúšajte na pacientovi. Na zadnej strane brožúry sú naše kontakty - **zavolajte pre konzultáciu.**



Alena Tihanová, DiS.
**Moje zkušenosti
s profylaktickou řadou LUNOS**



Záznam
webinára
ZADARMO

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
CPZ020A0050	Lunos - pečatenie fyzúr, transparentné 2x striekačka á 1,5 g, 10 aplikačných kanýl	36,50 EUR Akčná cena: 31,00 EUR Ušetríte: 5,50 EUR	
CPZ021A0050	Lunos - pečatenie fyzúr, opakné 2x striekačka á 1,5 g, 10 aplikačných kanýl		
CPZ010A2240	Lunos® Fluoridačný gel prevencia kazov, 12.300 ppm skvelá chuť, nevyvoláva dávivý efekt 250 ml	26,30 EUR Akčná cena: 22,30 EUR Ušetríte: 3,90 EUR	
CPZ600A6150	Lunos® ústna voda 2,5 l Odporúčame s dávkovacou pumpičkou (CES100D9700, 15,84 EUR)	40,00 EUR Akčná cena: 34,00 EUR Ušetríte: 6,00 EUR	
CPZ05PA9700	Lunos® Wellness froté uteráčky pre umytie tváre po vyšetrení, zostáva ako darček pre pacienta 50 ks (cena 1,24 EUR za kus)	83,90 EUR Akčná cena: 71,30 EUR Ušetríte: 12,60 EUR	
CPZ00PA9700	Lunos podhlavník z pamäťovej peny fixuje krčnú chrbticu, spríjemní pacientovi dlhé ošetrenie	119,90 EUR Akčná cena: 101,80 EUR Ušetríte: 18,10 EUR	

Záznam
webinára
ZADARMO



Aneta Stryjová, DiS.

**Co mi uľahčilo život
v ordinaci dentálnej hygieny**



Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
6048100001	Hygoclave 40 Autokláv triedy B, objem komory 17 litrov	8.040,00 EUR Akčná cena: 4.690,00 EUR Ušetríte: 3.350,00 EUR	
6048100002	Hygoclave 40 Plus Autokláv triedy B, objem komory 22 litrov	8.676,00 EUR Akčná cena: 4.890,00 EUR Ušetríte: 3.786,00 EUR	
6046100114	Hygodem 90 Ion Exchanger Úprava vody	748,80 EUR Akčná cena: 420,00 EUR Ušetríte: 328,80 EUR	
6020-02	Hygopac Rotary Sealing Device Zváračka	2.004,00 EUR Akčná cena: 999,00 EUR Ušetríte: 1.005,00 EUR	
CDI212C6150	ID 212, 2,5 l dezinfekcia nástrojov	67,92 EUR	
CDI212F6150	ID 212 forte, 2,5 l dezinfekcia nástrojov, ALTERNÁCIA	70,44 EUR	
CDI213C6150	ID 213, 2,5 l dezinfekcia nástrojov, ALTERNÁCIA	72,96 EUR	
CDI215A6150	ID 215, 2,5 l čistič nástrojov s obmedzene virucidným účinkom s nízkym PH	70,44 EUR	
CDI220C6150	ID 220, 2,5 l dezinfekcia vrtáčikov	44,52 EUR	
CEI220A9700	ID 220 burr box, modré víko, 200ml objem nádobka pre dezinfekciu vrtáčikov	14,28 EUR	

**PLNE
VIRUCIDNÝ**

**NÁŠ
TIP**

ID 212
Dezinfekcia nástrojov,
ktorá je naozaj šetrná
a nezničí Vaše
nástroje. Alternujte
s ID 213

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena
6030-050-00	Hygobox, farba viečka: antracit, farba sýta: modrá nádobna na ponornú dezinfekciu nástrojov	75,36 EUR
6030-051-00	Hygobox, farba viečka: modrá, farba sýta: biela	75,36 EUR
6030-061-00	Hygobox, farba viečka: žltá, farba sýta: biela	75,36 EUR
6030-071-00	Hygobox, farba viečka: antracit, farba sýta: biela	75,36 EUR
6030-081-00	Hygobox, farba viečka: pink, farba sýta: biela	75,36 EUR
6030-091-00	Hygobox, farba viečka: tyrkys, farba sýta: biela	75,36 EUR
CDF300C6150	FD 300, 2,5 l dezinfekcia veľkých plôch bez alkoholu koncentrácia 1% - vystačí na 250 litrov roztoku	74,04 EUR
CDF322C6150	FD 322, 2,5 l rýchla dezinfekcia plôch s alkoholom	51,96 EUR
CDF322C9150	FD 322, 10 l odporúčame: výpustný kohút 10 litrového kanistru (12,48 EUR)	166,80 EUR
CDF333C6150	FD 333, 2,5 l rýchla dezinfekcia plôch s alkoholom	56,64 EUR



NÁŠ TIP

Vyberte si Hygobox pre dezinfekciu nástrojov v 5 rôznych farbách.



PLNE VIRUCIDNÝ

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena
CDF333C9150	FD 333, 10 l odporúčame: výpustný kohút 10 litrového kanistru (12,48 EUR)	182,40 EUR
CDF366C6150	FD 366 sensitive, 2,5 l rýchla dezinfekcia plôch šetrná pre Vaše kreslo, s nízkym obsahom alkoholu	54,24 EUR
CDF366C9150	FD 366 sensitive, 10 l odporúčame: výpustný kohút 10 litrového kanistru (12,48 EUR)	175,20 EUR
CEF320C9700	postreková fľaša, obsah 600 ml	13,08 EUR
CED100A9700	výpustný kohút 10 litrového kanistru	12,48 EUR
CCF360C3550	FD 360 - k čisteniu a údržbe poťahov zubných kresiel, 500 ml vr. 9 hubičiek a švédскеj utierky	41,40 EUR
CDF312B1501	FD 312 dezinfekčné obrúsky bez alkoholu veľkosť obrúska 22x40cm, bal. 15 obrúskov dezinfikujú a čistia zároveň, ideálne na kompletnú zubnú súpravu na začiatku a konci pracovného dňa	15,36 EUR
CDF366F0450	FD 366 sensitive top wipes - rýchla dezinfekcia plôch šetrná pre Vaše kreslo 50 ks, 17,5 x 25 cm	13,80 EUR
CDF366A0150	FD 366 sensitive mokré obrúsky, KÝBLIK 100 obrúskov, veľkosť 20x30cm	36,84 EUR
CDF366A0450	FD 366 sensitive mokré obrúsky, náhradne balenie 100 ks, veľkosť 20x30cm	29,40 EUR



NÁŠ TIP



NÁŠ TIP

Medzi pacientami dezinfikujte kreslo šetrnou a rýchlou dezinfekciou **FD 366 sensitive**. Na záver dňa **obráskok FD 312** vydezinfikuje i umyje od nečistôt - v jednom kroku.

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena
CDF35CA0152	FD 350 Classic - dezinfekčné obrúsky 110 ks/dóza, rýchla dezinfekcia malých plôch s alkoholom	9,96 EUR
CDF35CA1252	FD 350 Classic - náhradná náplň 110 ks náhradné balenie	7,52 EUR
CDF35FA0152	FD 350 Flower - dezinfekčné obrúsky vôňa kvetov, 110 ks/dóza, rýchla dezinfekcia malých plôch s alkoholom	9,96 EUR
CDF35FA1252	FD 350 Flower - náhradná náplň vôňa kvetov, 110 ks náhradné balenie	7,52 EUR
CDF35LA0152	FD 350 Lemon - dezinfekčné obrúsky vôňa citrón, 110 ks/dóza, rýchla dezinfekcia malých plôch s alkoholom	9,96 EUR
CDF35LA1252	FD 350 Lemon - náhradná náplň vôňa citrón, 110 ks náhradné balenie	7,52 EUR
CDF33FA6150	FD 333 forte, 2,5 l plne virucidný rýchla dezinfekcia plôch	58,08 EUR
CDF33FA9150	FD 333 forte, 10l kanister plne virucidný rýchla dezinfekcia plôch odporúčame: výpustný kohút 10 litrového kanistru (12,48 EUR)	187,20 EUR
CDF33FW0150	FD 333 forte wipes: Balenie so 100 obrúskami, veľkosť 20 x 30 cm plne virucidné obrúsky	40,68 EUR
CDF33FW0450	FD 333 forte wipes: náhradné balenie so 100 obrúskami, veľkosť plne virucidné obrúsky	32,70 EUR



PLNE VIRUCIDNÝ

PLNE VIRUCIDNÝ

PLNE VIRUCIDNÝ

PLNE VIRUCIDNÝ



Ing. Jan Černý
Dezinfekční plán v ordinaci v době koronaviru (a nejen v ní)



Objednacie číslo	Názov a popis	Cena
CDH410B6100	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 2,5 l	47,00 EUR Akčná cena: 31,00 EUR
CDH410B3551	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 500 ml	14,00 EUR Akčná cena: 9,24 EUR
CDH410B5501	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 1 liter	19,80 EUR
CDH410B9350	HD 410 - šetrná dezinfekcia rúk, 10l kanister odporúčame: výpustný kohút 10 litrového kanistru (12,48 EUR)	174,00 EUR
CCH435C6150	HD 435 - umývacia emulzia na ruky, 2,5l pre šetrné umytie rúk, pH blízke pokožke	34,44 EUR
CCH435C5550	HD 435 - umývacia emulzia na ruky, 1 l pre šetrné umytie rúk, pH blízke pokožke	19,56 EUR
CCH435C3550	HD 435 - umývacia emulzia na ruky, 500 ml pre šetrné umytie rúk, pH blízke pokožke	14,40 EUR
CCH440C3550	HD 440 - ošetrujúci krém na ruky, 500 ml	19,20 EUR
CEH200C9700	dávkovacia pumpička k 500 ml fľaši pre HD 410, 412, 435 a 440	15,24 EUR
6000049050	dávkovač bezdotykový RX 5 T na 500 ml fľaše pre 500 ml fľaše HD 410, HD 435 a HD 440	168,00 EUR Akčná cena: 132,60 EUR
6000049040	manuálny dávkovač 500ml fľaš RX 5 M pre 500 ml fľaše HD 410, HD 435 a HD 440	64,10 EUR Akčná cena: 50,60 EUR












HD 410. Šetrná dezinfekcia na ruky, ktorá premasťuje pokožku.



NÁŠ TIP

HD 440 ošetrujúci krém vonia po mandliach.
















Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
6000-049-28	univerzálny bezdotykový dávkovač T 1000, k inštalácii na stenu batériové napájanie, pre 1l fľaše HD 410, HD 435	336,00 EUR	
6000-049-27	univerzálny bezdotykový dávkovač T 400, k inštalácii na stenu batériové napájanie, pre 500 ml fľaše HD 410, HD 435 a HD 440	336,00 EUR	
6000-049-29	odkvapávacía miska pre T 400 a T 1000	83,28 EUR	
CDS110P9950	Orotol Basic-Set na dezinfikovanie a čistenie sacích jednotiek pozostáva z: 1x Orotol Plus - 2,5 l, 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 750 ml a 1x OroCup	167,88 EUR	
CDS110P6150	Orotol Plus, 2,5 l dezinfekcia odsávania každý deň, na záver dňa	62,52 EUR	
CDS110A9950	Orotol Combi-Set pozostáva z Orotol Plus (3x2,5 l) a MD 555 (1x2,5 l)	232,80 EUR	
CCS550C4500	MD 550, 750 ml čistič pľuvadla	18,60 EUR	
CCS555C6150	MD 555, 2,5 l čistič odsávania ("krtko") 1x, 2x týždenne, pri problémoch častejšie	47,88 EUR	
0780-350-00	OroCup - nádoba pre aplikáciu Orotol Plus a MD 555 "bažant" zvyšuje efektivitu dezinfekcie a čistenie odsávania	62,76 EUR	



Dezinfekcia Orotol Plus na konci každého dňa, čistič MD 555 1-2 x týždenne, pri problémoch častejšie. Dodržujte časový odstup medzi Orotolom a MD 555 aspoň 2 hodiny.

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
CDA520C6150	MD 520, 2,5l hotový roztok na dezinfekciu a čistenie odtlačkov	49,32 EUR	
CDA520C9150	MD 520, 10 l odporúčame: výpustný kohút 10 litrového kanistru (12,48 EUR)	180,00 EUR	
CEA520C9700	dezinfekčná dóza na 2 odtlačky	26,40 EUR	
CCA530C6150	MD 530 - hotový roztok, 2,5l na odstránenie cementu, zubného kameňa, oxidačných vrstiev, fajčiarskych škvŕn apod. na protézach, mostíkoch, korunkách atď.	37,08 EUR	
CCA535C6150	MD 535 - hotový roztok, 2,5l na odstránenie sádry a alginátov z odtlačkových lyžíc, špachtlí, nožov, miešacích kelímkov, protetických materiálov atď.	67,80 EUR	
6040-000-00	Hygojet - prístroj na dezinfekciu a čistenie otiskov vr. príslušenstva - nástenná konzola s redukčným ventilom, uzáver k 2,5 l fľaši s dávkovacím ventilom, 2,5 l MD 520 a pracovné rukavice 100 ks	2.880,00 EUR	
0700-058-50	profylaktická kanyla proti aerosolu, priemer 16 mm, 4ks široký otočný nástavec pochytá až dvakrát viac aerosolu, drážky po stranách zabraňujú "refluxu"	23,88 EUR	
0700-059-00	univerzálna kanyla PROTECT, 16 mm, farba sivá, bal. 20 ks drážky po stranách zabraňujú "refluxu"	65,64 EUR	
0700-059-50	univerzálna kanyla PROTECT, 16 mm, farba sivá, bal. 5 ks drážky po stranách zabraňujú "refluxu"	18,84 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2108-02	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou	3.432,00 EUR Akčná cena: 2.150,00 EUR Ušetríte: 1.282,00 EUR	
2108-01	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera Cam + Proof sada digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou a koncovkou pre UV detekciu	4.500,00 EUR Akčná cena: 2.300,00 EUR Ušetríte: 2.200,00 EUR	
2108-06	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera Cam + Proxi sada digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou a koncovkou pre IČ detekciu proximálnych kazov	4.476,00 EUR Akčná cena: 2.300,00 EUR Ušetríte: 2.176,00 EUR	
2108-05	VistaCam iX digitálna intraorálna kamera kompletná sada Cam + Proof + Proxi digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou a koncovkou pre IČ detekciu a diagnostiku zubných kazov	5.628,00 EUR Akčná cena: 2.900,00 EUR Ušetríte: 2.728,00 EUR	
2141-21	VistaScan Mini Plus pamäťový fóliový scanner s PCS-technológiou pre všetky intraorálne formáty, vr. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazaním fólií, integrovaný info display. USB a LAN pripojenie.		
2142-01	VistaScan Mini View pamäťový fóliový scanner s dotykovým displejom a PCS-technológiou pre všetky intraorálne formáty, vr. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazaním fólií. LAN a WIFI pripojenie.		
2170110001	VistaScan Ultra View Najnovšia generácia fóliového scanneru, vhodná pre viac ordinácií naraz (dokáže skenovať dve fólie naraz). Veľký displej umožňuje komfortný náhľad snímky aj bez PC.		
2202-01 2202-02 2202-03	VistaIntra DC intraorálny rentgen max. dosah ramena 1670 mm max. dosah ramena 1820 mm max. dosah ramena 2120 mm Parametre VistaIntra sú nastavené ideálne na snímkanie na fólie Dürer Dental pre kompatibilitu s VistaScan	6.450,00 EUR Akčná cena: 4.360 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
2130-040-50 2130-041-50 2130-042-50 2130-042-55 2130-043-50 2130-044-50	Dürr pamäťové fólie Plus Veľkosť S0, rozmer 2x3 cm, bal. 2 ks Veľkosť S1, rozmer 2x4 cm, bal.2 ks Veľkosť S2, rozmer 3x4 cm, bal. 4 ks Veľkosť S2, rozmer 3x4 cm, bal. 12 ks Veľkosť S3, rozmer 2,7x5,4 cm, bal. 2 ks Veľkosť S4, rozmer 5,7x7,5 cm, bal. 1 ks	198,00 EUR 201,60 EUR 346,80 EUR 896,40 EUR 225,60 EUR 247,20 EUR	
2130-080-00 2130-081-00 2130-082-00 2130-082-55 2130-083-00 2130-084-00	Ochranné puzdrá proti svetlu Plus Veľkosť S0, bal. 100 ks Veľkosť S1, bal. 100 ks Veľkosť S2, bal. 300 ks Veľkosť S2, bal. 1000 ks Veľkosť S3, bal. 100 ks Veľkosť S4, bal. 100 ks	28,80 EUR 31,32 EUR 70,32 EUR 204,00 EUR 41,40 EUR 52,80 EUR	
2130-074-03	ochranné návlčky proti zahryznutiu pre pamäť. fólie – 4, bal. 100 ks	52,80 EUR	
CCB351B1001	čistiace obrúsky pamäť. fólií, bal. 10 ks	15,12 EUR	
2210200403	VistaVox S - kombinovaný prístroj CBCT a OPG. Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm a 5 x 5 cm. S-PAN technológia pre dokonalé OPG snímky. Možno objednať vrátane CEPH	83.990,00 EUR Akčná cena: 51.500,00 EUR	







MUDr. Andreas Bečka
Využití CBCT v ordinaci zubního lékaře



Záznam
webinára
ZADARMO

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
5252-01 	Duo 2-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom pre dve zubné súpravy	6.180,00 EUR Akčná cena: 4.700,00 EUR Ušetríte: 1.480,00 EUR	
4152-54 	Duo Tandem, 1 agregát 2-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom, pre dve zubné súpravy, možnosť rozšírenia o ďalší agregát	7.056,00 EUR Akčná cena: 5.380,00 EUR Ušetríte: 1.676,00 EUR	
5452-51 	Quattro 4-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom, pre štyri zubné súpravy	8.724,00 EUR Akčná cena: 6.650,00 EUR Ušetríte: 2.074,00 EUR	
4252-54 	Duo Tandem, 2 agregáty 4-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom, pre štyri zubné súpravy. Vďaka dvom agregátom je dodávka vzduchu vždy zaistená.	9.564,00 EUR Akčná cena: 7.300,00 EUR Ušetríte: 2.264,00 EUR	
4682-54 	Quattro Tandem, 2 agregáty 8-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom. Až pre desať zubných súprav.	13.788,00 EUR Akčná cena: 10.500,00 EUR Ušetríte: 3.288,00 EUR	
5182-01	Tornado 1 jjednovalcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom Jednoduchý a tichý kompresor pre jednu zubnú súpravu.	3.036,00 EUR Akčná cena: 2.110,00 EUR Ušetríte: 926,00 EUR	
5282-01	Tornado 2 2-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom Jednoduchý a tichý kompresor pre dve zubné súpravy.	4.476,00 EUR Akčná cena: 3.115,00 EUR Ušetríte: 1.361,00 EUR	
4282-01	Tornado 4 4-valcový, bezolejový kompresor s membránovým vysúšačom Jednoduchý a tichý kompresor pre štyri zubné súpravy	6.912,00 EUR Akčná cena: 5.390,00 EUR Ušetríte: 1.522,00 EUR	

Objednacie číslo	Názov a popis	Cena	
7125-01/002 7182500001	Mokrú odsávanie pre jednu súpravu: VSA 300 (bez vyplachovacej jednotky) Tyscor VSA 1 (úspora energie až 50 %)	4 356,00 EUR 6.420,00 EUR	
7128500001 7186500001	Komplexné riešenie pre 3 inštalácie a 2 súbežne pracujúce zubné kreslá: VSA 600 Kombinované centrálné odsávanie pre 230 V Tyscor VSA 2 (úspora energie až 50 %)	6 756,00 EUR 8.112,00 EUR	
7134500001 7134500002	Komplexné riešenie pre 5 inštalácie a 3 súbežne pracujúce zubné kreslá: VSA 900 Kombinované centrálné odsávanie pre 230 V pre 400 V	8.832,00 EUR	
7138500001 7188500001	Komplexné riešenie pre 6 inštalácie a 4 súbežne pracujúce zubné kreslá: VSA 1200 Kombinované centrálné odsávanie pre 400 V Tyscor VSA 4 (úspora energie až 50 %)	9 360,00 EUR 11 292,00 EUR	
7117-21	CAS 1 odlučovač amalgámu pre inštaláciu do súpravy	2.556,00 EUR Akčná cena: 2.077,00 EUR Ušetríte: 478,00 EUR	
7117-95	CA 2 centrálny odlučovač amalgámu až pre 2 súpravy	2.832,00 EUR Akčná cena: 2.185,42 EUR Ušetríte: 646,58 EUR	
7805-100-50	CA 4 centrálny odlučovač amalgámu až pre 4 súpravy	3.684,00 EUR Akčná cena: 2.513,01 EUR Ušetríte: 1.170,99 EUR	

VSA centrálné odsávanie s odlučovačom amalgámu
Komplexné riešenie až pre 6 zubných súprav. Obsahuje vždy savku, odlučovač amalgámu a konzolu Plug & Play

ÚSPORA
AŽ 50 %
ENERGIE

Tyscor VSA 1/2/4 centrálné odsávanie s odlučovačom amalgámu
Najnovšie technológie pre centrálné odsávanie s úsporou energie, tichým chodom a možnosťou adaptácie pri rozširovaní ordinácie

ZĽAVA NA
ODLUČOVAČE
AŽ 1.170 EUR



Bc. Martin Beroušek
Odsávání v zubní ordinaci



Záznam
webinára
ZADARMO

SME TU PRE VÁS



Ing. Jan Černý
Area Sales Manager
pro ČR a SR
+420 777 477 052



Bc. Martin Beroušek
Technical Product Specialist
pro ČR a SR
+420 777 333 414



Beáta Szabová
Product Consultant
+420 733 547 096



Mgr. Igor Kapusta
Area Sales Manager
pro SR
+421 919 488 435

Upcháva sa Vám pieskovačka?

Na našom Youtube nájdete tipy a triky od Bc. Petry Peškovej, DiS.

Chcete webináre zadarmo?

Príhláste sa na
www.duerrdental.cz/newsletter
a budeme Vám posilať pozvánky.

Hľadáte návod, bezpečnostné listy
na dezinfekciu alebo iné
informácie k produktom?
Navštívte www.duerrdental.cz



 FACEBOOK



 INSTAGRAM



 YOUTUBE



Všetky ceny sú vrátane DPH a platí do 31.12.2022.
Zmena je vyhradená.

 **DÜRR
DENTAL**
S M E S V A M I