

CENÍK DÜRR DENTAL

Pouze pro odborníky – zubní ordinace a ordinace
dentální hygieny. Platnost do 31.12. 2021.



VISTAVOX S: **CBCT** a **OPG** od DÜRR DENTAL.
Nyní již v **Písku**, **Náchodě** a **Bratislavě**.

LUNOS **profylaxe**, **slevy až 20%**
Nová příchuť písku Wild Berry

Autokláv **HYGOCLAVE 40**
Snadné ovládání, kvalita
a spolehlivost **DÜRR DENTAL**
Cena od **114.900 Kč**



**DÜRR
DENTAL**
J S M E S V Á M I




3 V 1 MADE IN GERMANY



Špičkové panoramatické snímky



Instalace VistaVox S



Pro exkluzivní cenovou nabídku pište na info@duerr.cz

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2031-50	VECTOR PARO s Paro nástavcem	104.689 Kč Akční cena: 89.000 Kč Ušetříte: 15.689 Kč	
2031-51	VECTOR PARO PRO s Paro a Scaler nástavcem pro OZK	131.454 Kč Akční cena: 111.750 Kč Ušetříte: 19.704 Kč	
CWZ510C2350	Vector Polish - lešticí tekutina, 200 ml Používejte pro každé ošetření s Paro nástavcem pro snížení citlivosti a dokonalé vyleštění povrchu. Obsahuje hydroxylapatit.	1.470 Kč	
CCA531A6150	Vector Cleaner, bal. 2,5 l pro pravidelné čištění přístroje, cca 1x za měsíc	911 Kč	
CDZ501C6150	Vector®/RinsEndo dezinfekce 2,5 l pro vnitřní dezinfekci přístroje Vector Paro, na závěr každého dne	1.504 Kč	
2031-450-00	Tool-Kit Paro	6.166 Kč	
2030-151-01E	paro-sonda přímá, bal. 3 ks	1.050 Kč	
2030-151-02E	paro-lanzetta, bal. 3 ks pro rychlejší odstranění konkrementů	1.403 Kč	
2030-151-03E	paro-sonda zahnutá, bal. 3 ks podobná Nabersově sondě, vhodná pro furkace i aproximální prostory při nízké mobilitě čelistí	1.403 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2030-151-04E	paro-kyreta, bal. 3 ks vhodné pro začátek každého ošetření, pro aproximální plochy	1.752 Kč	
2031-400-06E	paro-sonda plus, bal. 3 ks	806 Kč	
2031-460-00	Tool-Kit Recall/Implant	6.166 Kč	
2030-153-02E	recall-sonda přímá - CFK, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	2.277 Kč	
2030-153-05E	recall-kyreta - CFK, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	3.154 Kč	
2030-152-01E	supra sonda flexibilní, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	1.050 Kč	
2031-474-01E	periimplant soft, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	3.154 Kč	
2031-473-01E	periimplant hard, bal. 3 ks pro recall a ošetření implantátů	3.083 Kč	
2032-411-00	Tool-Kit Scaler P1 pro subgingivální OZK	5.353 Kč	
2032-412-00	Tool-Kit Scaler P2 pro subgingivální OZK, zahnutá doprava	5.353 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2032-413-00	Tool-Kit Scaler P3 pro subgingivální OZK, zahnutá doleva	5.353 Kč	
2032-414-00	Tool-Kit Scaler P4 pro supragingivální OZK	4.303 Kč	

JAK PRACOVAT S VECTOREM?



Shlédněte záznam webináře o tom, jak ošetřuje pacienty MUDr. Adel el - Lababidi, Ph.D.



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
KaVo: 2034900050 Sirona: 2034900051 W&H: 2034900052 Bien Air: 2034900053 NSK: 2034900054	MyLunos supragingivální pískovačka Snadná údržba - celou pískovačku namočíte do vody a odstraníte jakékoliv usazeniny.	46,754 Kč Akční cena: 39.900 Kč Ušetříte: 6.854 Kč	
KaVo: 2034910050 Sirona: 2034910051 W&H: 2034910052 Bien Air: 2034910053 NSK: 2034910054	MyLunos Pro supra- a subgingivální pískovačka Perio tryska je kulatá, úzká a ohebná, dlouhá 11,7 mm, a kalibrovaná podle WHO sondy. Pro snadné a flexibilní ošetření.	56,241 Kč Akční cena: 49.900 Kč Ušetříte: 6.341 Kč	
2034900100	MyLunos® extension Set Perio rozšíření pískovačky o subgingivální pískování	18,939 Kč	
CPZ610A2250	LUNOS Gentle Clean Neutral 4x180g, pro supragingivální pískování Rozpustný ve vodě, příjemná sladká chuť. Šetrný k pacientovi, nezanáší soupravu ani odsávání.	2,748 Kč Akční cena: 2.330 Kč Ušetříte: 418 Kč	
CPZ620A2250	LUNOS Gentle Clean Pomeranč 4x180g, pro supragingivální pískování		
CPZ630A2250	LUNOS Gentle Clean Máta 4x180g, pro supragingivální pískování		
CPZ650A2250 	LUNOS Gentle Clean Lesní směs (Wild Berry) 4x180g, pro supragingivální pískování		
CPZ640A1950	LUNOS Perio Combi 4x100g, pro supra- i subgingivální pískování Vhodný i pro supragingivální ošetření dětí a citlivých pacientů.	2,060 Kč Akční cena: 1.750 Kč Ušetříte: 310 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CPZ710A1901	Lunos® depurační pasta Two in One Neutral depuruje a leští během 10 vteřin, s hydroxylapatitem 100 g	823 Kč Akční cena: 700 Kč Ušetříte: 123 Kč	
CPZ720A1901	Lunos® depurační pasta Two in One Pomeranč depuruje a leští během 10 vteřin, s hydroxylapatitem 100 g		
CPZ730A1901	Lunos® depurační pasta Two in One Máta (s 1500 ppm fluoridu) depuruje a leští během 10 vteřin, s hydroxylapatitem 100 g		
CPZ740A0901	Lunos lešticí pasta super soft Neutral pro dětské zuby, implantáty, protetiku 50 g	515 Kč Akční cena: 440 Kč Ušetříte: 75 Kč	
CPZ750A0901	Lunos lešticí pasta super soft Pomeranč pro dětské zuby, implantáty, protetiku 50 g		
CPZ01PA9700	Lunos - profylaktický prstýnek Cena za 8 ks, autoklávovatelný, praktický tvar - pasta nevytéká ven	522 Kč Akční cena: 440 Kč Ušetříte: 82 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CPZ020A0050	Lunos - pečeteění fízur, transparentní 2x stříkačka á 1,5 g, 10 aplikačních kanyl	840 Kč Akční cena: 715 Kč Ušetříte: 125 Kč	
CPZ021A0050	Lunos - pečeteění fízur, opákní 2x stříkačka á 1,5 g, 10 aplikačních kanyl		
CPZ010A2240	Lunos® Fluoridační gel prevence kazů, 12.300 ppm skvělá chuť, nevyvolává dávivý efekt 250 ml	559 Kč Akční cena: 475 Kč Ušetříte: 84 Kč	
CPZ600A6150	Lunos® ústní voda 2,5 l Doporučujeme s dávkovací pumpičkou (CES100D9700, 407 Kč)	949 Kč Akční cena: 806 Kč Ušetříte: 142 Kč	
CPZ05PA9700	Lunos® Wellness froté ručníčky pro omytí tváře po vyšetření, zůstává jako dáreček pro pacienta 50 ks (cena 35 Kč za kus)	2.060 Kč Akční cena: 1.750 Kč Ušetříte: 310 Kč	
CPZ00PA9700	Lunos podhlavník z paměťové pěny fixuje krční páteř, zpříjemní pacientovi dlouhé ošetření	2.768 Kč Akční cena: 2.350 Kč Ušetříte: 418 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
6048100001	Hygoclave 40 Autokláv třídy B, objem komory 17 litrů	208.362 Kč Akční cena: 114.900 Kč Ušetříte: 93 462 Kč	
6048100002	Hygoclave 40 Plus Autokláv třídy B, objem komory 22 litrů	225.302 Kč Akční cena: 124.900 Kč Ušetříte: 100.402 Kč	
6046100114	Hygodem 90 Ion Exchanger Úprava vody	19.955 Kč Akční cena: 11.190 Kč Ušetříte: 8.765 Kč	
6020-02	Hygopac Rotary Sealing Device Svářečka	51.498 Kč Akční cena: 25.750 Kč Ušetříte: 25.748 Kč	
CDI212C6150	ID 212, 2,5 l dezinfekce nástrojů	1.819 Kč	
CDI212F6150	ID 212 forte, 2,5 l dezinfekce nástrojů, ALTERNACE	1.894 Kč	
CDI213C6150	ID 213, 2,5 l dezinfekce nástrojů, ALTERNACE	1.948 Kč	
CDI215A6150	ID 215, 2,5 l čistič nástrojů s omezeně virucidním účinkem s nízkým PH	1.894 Kč	
CDI220C6150	ID 220, 2,5 l dezinfekce vrtáčků	1.189 Kč	
CEI220A9700	ID 220 burr box, modré víko, 200ml objem nádobka pro dezinfekci vrtáčků	379 Kč	

**PLNĚ
VIRUCIDNÍ**

**NÁŠ
TIP**

D 212
Dezinfekce nástrojů,
která je opravdu
šetrná a nezničí
Vaše nástroje.
Alternujte s ID 213.

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
6030-050-00	Hygobox, barva víka: antracit, barva síta: modrá nádoba na ponornou dezinfekci nástrojů	1.982 Kč	 NÁŠ TIP Vyberte si Hygobox pro dezinfekci nástrojů v 5 různých barvách.
6030-051-00	Hygobox, barva víka: modrá, barva síta: bílá	1.982 Kč	
6030-061-00	Hygobox, barva víka: žlutá, barva síta: bílá	1.982 Kč	
6030-071-00	Hygobox, barva víka: antracit, barva síta: bílá	1.982 Kč	
6030-081-00	Hygobox, barva víka: pink, barva síta: bílá	1.982 Kč	
6030-091-00	Hygobox, barva víka: tyrkys, barva síta: bílá	1.982 Kč	
CDF300C6150	FD 300, 2,5 l dezinfekce velkých ploch bez alkoholu	1.985 Kč	
CCF370C6150	FD 370 cleaner, cena za 2,5 l čistič podlah, nesnižuje dezinfekční účinky dezinfekce	630 Kč	
CDF322C6150	FD 322, 2,5 l rychlá dezinfekce ploch s alkoholem	1.392 Kč	
CDF322C9150	FD 322, 10 l	4.472 Kč	
CDF333C6150	FD 333, 2,5 l rychlá dezinfekce ploch s alkoholem	1.521 Kč	

PLNĚ
VIRUCIDNÍ

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDF333C9150	FD 333, 10 l	4.879 Kč	
CDF366C6150	FD 366 sensitive, 2,5 l rychlá dezinfekce ploch šetrná pro Vaše křeslo, s nízkým obsahem alkoholu	1.392 Kč	
CDF366C9150	FD 366 sensitive, 10 l	4.506 Kč	
CEF320C9700	postřiková lahev, obsah 600 ml	346 Kč	
CED100A9700	výpustný kohout 10-ti litrového kanystru	325 Kč	
CCF360C3550	FD 360 - k čištění a údržbě potahů zubních křesel vč. 9 houbiček a švédské utěrky	1.111 Kč	
CDF300A0450	FD 300 top wipes dezinfekční ubrousky bez alkoholu, velikost ubrousku 17,5x20cm, 50 ubrousků v balení, doba působení 2 minuty	305 Kč	
CDF366F0450	FD 366 sensitive top wipes - rychlá dezinfekce ploch šetrná pro Vaše křeslo 50 ks, 17,5 x 25 cm	369 Kč	
CDF366A0150	FD 366 sensitive mokré ubrousky, KYBLÍK 100 ubrousků, velikost 20x30cm	935 Kč	
CDF366A0450	FD 366 sensitive mokré ubrousky, náhradní balení 100 ks, velikost 20x30cm	750 Kč	



Mezi pacienty dezinfikujte křeslo šetrnou a rychlou dezinfekcí FD 366 sensitive. Na závěr dne FD 300 vydezinfikuje i umyje od nečistot - v jednom kroku.

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDF35CA0152	FD 350 Classic - dezinfekční ubrousky 110 ks/dóza, rychlá dezinfekce malých ploch s alkoholem	264 Kč	 
CDF35CA1252	FD 350 Classic - náhradní náplň 110 ks náhradní balení	204 Kč	
CDF35FA0152	FD 350 Flower - dezinfekční ubrousky vůně květin, 110 ks/dóza, rychlá dezinfekce malých ploch s alkoholem	264 Kč	
CDF35FA1252	FD 350 Flower - náhradní náplň vůně květin, 110 ks náhradní balení	204 Kč	
CDF35LA0152	FD 350 Lemon - dezinfekční ubrousky vůně citron, 110 ks/dóza, rychlá dezinfekce malých ploch s alkoholem	264 Kč	
CDF35LA1252	FD 350 Lemon - náhradní náplň vůně citron, 110 ks náhradní balení	204 Kč	
CDF33FA6150	FD 333 forte, 2,5 l plně virucidní rychlá dezinfekce ploch	1.521 Kč	
CDF33FA9150	FD 333 forte, 10 l kanystr plně virucidní rychlá dezinfekce ploch	5.014 Kč	
CDF33FW0150	FD 333 forte wipes: Balení se 100 ubrousky, velikost 20 x 30 cm plně virucidní ubrousky	1.037 Kč	
CDF33FW0450	FD 333 forte wipes: náhradní balení se 100 ubrousky, velikost 20 x 30 cm plně virucidní ubrousky	835 Kč	



Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDH410B6100	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 2,5 l	1264 Kč Akční cena: 834 Kč	 -33%  HD 410. Šetrná dezinfekce na ruce, která promašťuje pokožku.
CDH410B3551	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 500 ml	376 Kč Akční cena: 248 Kč	
CDH410B5501	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 1 litr	532 Kč	
CDH410B9350	HD 410 - šetrná dezinfekce rukou, 10 l kanystr	4.642 Kč	
CCH435C6150	HD 435 - mycí emulze na ruce, 2,5 l pro šetrné umytí rukou, pH blízké pokožce	925 Kč	  NÁŠ TIP HD 440 pečující krém na ruce, 500 ml voní po mandlích. 
CCH435C5550	HD 435 - mycí emulze na ruce, 1 l pro šetrné umytí rukou, pH blízké pokožce	525 Kč	
CCH435C3550	HD 435 - mycí emulze na ruce, 500 ml pro šetrné umytí rukou, pH blízké pokožce	386 Kč	
CCH440C3550	HD 440 - ošetřující krém na ruce, 500 ml	468 Kč	
CEH200C9700	dávkovací pumpička ke 500 ml láhvi pro HD 410, 412, 435 a 440	373 Kč	  
6000049050	Dávkovač bezdotykový RX 5 T na 500 ml lahve pro 500 ml lahve HD 410, HD 435 a HD 440	4.400 Kč Akční cena: 3.349 Kč	
6000049040	manuální dávkovač 500ml lahví RX 5 M pro 500 ml lahve HD 410, HD 435 a HD 440	1.691 Kč Akční cena: 1.280 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
6000-049-28	univerzální bezdotykový dávkovač T 1000, k instalaci na zeď bateriové napájení, pro 1 l láhve HD 410, HD 435	8.436 Kč	
6000-049-27	univerzální bezdotykový dávkovač T 400, k instalaci na zeď bateriové napájení, pro 1 l láhve HD 410, HD 435	8.436 Kč	
6000-049-29	odkapávací miska pro T 400 a T 1000	2.202 Kč	
CDS110P9950	Orotol Basic-Set k dezinfikování a čištění sacích jednotek sestavající se z: 1x Orotol Plus - 2,5 l, 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 750 ml a 1x OroCup	3.795 Kč	
CDS110P6150	Orotol Plus, 2,5 l dezinfekce odsávání každý den, na závěr dne	1.684 Kč	
CDS110A9950	Orotol Combi-Set sestavající se z Orotol Plus (3x2,5 l) a MD 555 (1x2,5 l)	6.336 Kč	
CCS550C4500	MD 550, 750 ml čistič plivátka	501 Kč	
CCS555C6150	MD 555, 2,5 l čistič odsávání ("krtek") 1-2 týdně, při potížích častěji	1.206 Kč	
0780-350-00	OroCup - nádoba pro aplikaci Orotol Plus a MD 555 "bažant" zvyšuje efektivitu dezinfekce a čištění odsávání	1.542 Kč	



Dezinfekce Orotol Plus na konci každého dne, čistič MD 555 1-2 x týdně, při potížích častěji. Dodržujte časový odstup mezi Orotolem a MD 555 alespoň 2 hodiny.

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
CDA520C6150	MD 520, 2,5l hotový roztok k dezinfekci a čištění otisků	1.301 Kč	
PLNĚ VIRUCIDNÍ			
CDA520C9150	MD 520, 10 l	4.777 Kč	
PLNĚ VIRUCIDNÍ			
CEA520C9700	dezinfekční doza na 2 otisky	695 Kč	
CCA530C6150	MD 530 - hotový roztok, 2,5l k odstranění cementů, zubního kamene, oxidačních vrstev, kuřáckých skvrn apod. na protézách, můstcích, korunkách, atd.	999 Kč	
CCA535C6150	MD 535 - hotový roztok, 2,5l k odstranění sádky a alginátů z otiskovacích lžic, špátlí, nožů míchacích kelímků, protetických materiálů atd.	1.840 Kč	
6040-000-00	Hygojet - přístroj k dezinfekci a čištění otisků vč. příslušenství - nástěnná konzole s redukčním ventilem, uzávěr k 2,5 l láhvi s dávkovacím ventilem, 2,5 l MD 520 a pracovní rukavice 100 ks	67.082 Kč	
0700-058-50	profylaktická kanyla proti aerosolu, průměr 16 mm, 4ks široký otočný nástavec pochyťá až dvakrát více aerosolu, drážky po stranách zabraňují "refluxu"	559 Kč	
0700-054-00	univerzální kanyla, 16 mm, barva šedá, bal. 20 ks drážky po stranách zabraňují "refluxu"	1.318 Kč	
0700-055-50	univerzální kanyla, 16 mm, barva šedá, bal. 5 ks drážky po stranách zabraňují "refluxu"	363 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2108-02	VistaCam iX digitální intraorální kamera Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou	88.766 Kč Akční cena: 54.400 Kč Ušetříte: 34.366 Kč	
2108-01	VistaCam iX digitální intraorální kamera Cam + Proof sada Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou a koncovkou pro UV detekci	116.886 Kč Akční cena: 59.900 Kč Ušetříte: 56.986 Kč	
2108-06	VistaCam iX digitální intraorální kamera Cam + Proxi sada Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou a koncovkou pro IČ detekci proximálních kazů	116.208 Kč Akční cena: 59.600 Kč Ušetříte: 56.608 Kč	
2108-05	VistaCam iX digitální intraorální kamera kompletní sada Cam + Proof + Proxi Digitální intraorální a diagnostická kamera s vyměnitelnou optikou a koncovkami pro UV a IČ diagnostiku	145.684 Kč Akční cena: 71.100 Kč Ušetříte: 74.584 Kč	
2141-21	VistaScan Mini Plus paměťový foliový scanner s PCS-technologií pro všechny intraorální formáty, vč. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazáním folií, integrovaný info display. USB a LAN připojení.		
2142-01	VistaScan Mini View paměťový foliový scanner s dotykovým displejem a PCS-technologií pro všechny intraorální formáty, vč. 5,7x7,5 cm, s integrovaným vymazáním folií. LAN a WiFi připojení.		
2130-040-50	Dürr paměťová folie Plus – 0, rozměr 2x3 cm, bal. 2 ks	5.116 Kč	
2130-041-50	Dürr paměťová folie Plus – 1, rozměr 2x4 cm, bal. 2 ks	5.218 Kč	
2130-042-50	Dürr paměťová folie Plus – 2, rozměr 3x4 cm, bal. 4 ks	8.978 Kč	
2130-043-50	Dürr paměťová folie Plus – 3, rozměr 2,7x5,4 cm, bal. 2 ks	5.827 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
2130-044-50	Dürr paměťová folie Plus – 4, rozměr 5,7x7,5 cm, bal. 1 ks	6.369 Kč	
2130-042-55	seť paměť. folií Plus – 2, rozměr 3x4 cm, bal. 12 ks	23.208 Kč	
2130-080-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 0, bal. 100 ks	776 Kč	
2130-081-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 1, bal. 100 ks	844 Kč	
2130-082-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 2, bal. 300 ks	1.880 Kč	
2130-082-55	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 2, bal. 1000 ks	5.489 Kč	
2130-083-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 3, bal. 100 ks	1.115 Kč	
2130-084-00	ochranné pouzdro proti světlu Plus – 4, bal. 100 ks	1.420 Kč	 Originální ochranné obaly zajišťují vždy kvalitní snímek a chrání senzor i přístroj před poškozením.
2130-074-03	ochranné návlčky proti zkusy pro paměť. folii – 4, bal. 100 ks 1.186	1.372 Kč	
CCB351B1001	čistící ubrousky paměť. folií, bal. 10 ks	393 Kč	
2210200403	VistaVox S - kombinovaný přístroj CBCT a OPG. Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm a 5 x 5 cm. S-PAN technologie pro dokonalé OPG snímky. Možné objednat včetně CEPH.	2.290.000 Kč Akční cena: 1.290.000 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
5252-01 	Duo 2-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro dvě zubní soupravy	157.542 Kč Akční cena: 120.300 Kč Ušetříte: 37.242 Kč	
4152-54 	Duo Tandem, 1 agregát 2-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro dvě zubní soupravy, možnost rozšíření o další agregát	178.886 Kč Akční cena: 136.500 Kč Ušetříte: 42.386 Kč	
5452-51 	Quattro 4-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro čtyři zubní soupravy	221.914 Kč Akční cena: 169.300 Kč Ušetříte: 52.614 Kč	
4252-54 	Duo Tandem, 2 agregáty 4-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem, pro čtyři zubní soupravy. Díky dvěma agregátům je dodávka vzduchu vždy zajištěna.	245.630 Kč Akční cena: 187.500 Kč Ušetříte: 58.130 Kč	
4682-54 	Quattro Tandem, 2 agregáty 8-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem. Až pro deset zubních souprav.	347.270 Kč Akční cena: 265.000 Kč Ušetříte: 82.270 Kč	
5182-01	Tornado 1 jednoválcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem Jednoduchý a tichý kompresor pro jednu zubní soupravu.	78.263 Kč Akční cena: 54.500 Kč Ušetříte: 23.763 Kč	
5282-01	Tornado 2 2-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem Jednoduchý a tichý kompresor pro dvě zubní soupravy.	114.176 Kč Akční cena: 79.500 Kč Ušetříte: 34.676 Kč	
4282-01	Tornado 4 4-válcový, bezolejový kompresor s membránovým vysoušečem Jednoduchý a tichý kompresor pro čtyři zubní soupravy	176.854 Kč Akční cena: 138.000 Kč Ušetříte: 38.854 Kč	

Objednací číslo	Název a popis	Cena	
7128500001	VSA 600 Kombinované centrální odsávání Komplexní řešení pro 3 instalačně a 2 souběžně pracující zubní křesla. Savka VS 600, odlučovač amalgámu CA2 s integrovanou expanzní nádobou, konzole.	172.449 Kč	
7134500001	VSA 900 Kombinované centrální odsávání Komplexní řešení pro 5 instalačně a 3 souběžně pracující zubní křesla. Savka VS 900 S, odlučovač amalgámu CA 4, konzole Plug & Play s integrovanou expanzní nádobou. Možná je i varianta 400 V, pod obj. č.7134500002	225.302 Kč	
7138500001	VSA 1200 Kombinované centrální odsávání Komplexní řešení pro 6 instalačně a 4 souběžně pracující zubní křesla. Savka VS 1200 S, odlučovač amalgámu CA 4, konzole Plug & Play s integrovanou expanzní nádobou.	238.854 Kč	
CDS110P9950	Orotol® Basic-Set Pro uživatelsky přívětivou dezinfekci a čištění odsávacích systémů. Velikost balení: 1 x 2,5 litrová láhev Orotol® plus, 1 x 2,5 litrová láhev MD 555 čistič, 1 x 750 ml láhev MD 550, 1 x OroCup	3.795 Kč	

JSME TU PRO VÁS



Ing. Jan Černý
Area Sales Manager
pro ČR a SR
+420 777 477 052



Bc. Martin Beroušek
Technical Product Specialist
pro ČR a SR
+420 777 333 414



Beáta Szabová
Product Consultant
+420 733 547 096



Mgr. Igor Kapusta
Area Sales Manager
pro SR
+421 919 488 435

Na našem Youtube kanále
(QR kód níže)
najdete zdarma
přednášky Bc. Markéty Šuráňové
pro **edukaci dětských pacientů**
a jejich rodičů!

Nechte si zasílat aktuální
pozvánky na webináře ZDARMA:
Přihlašte se na
www.duerrendental.cz/newsletter

